

Special Offer

IKA

designed for scientists



ユニバーサルスターラー

特価キャンペーン

TWISTER 追加ユニット キャンペーン価格

ID: 0020112621

通常価格：¥59,400



¥50,000

※こちらは本体のみです

ご使用いただくには別途電源が必要です。

コンパクトかつ強力なマグネットスターラーです。

今回は連結用Add-on Unit（追加ユニット）の特価セールです。

回転速度は連動/個別に設定できます。

アタッチメントを取り付けると、9連スターラーやボルテックスシェーカーにトランスフォーム。

IP66の保護クラス設計で、水洗いが可能です。

※IKA TWISTERのデバイス数を増やす場合はお手持ちの電源の種類をご確認ください。

TWISTERのデバイスを2台に増やす場合：TWISTER set 1&2付属の電源

3〜4台に増やす場合：電源TW.PWR.1（ID: 0025005565）またはTWISTER set 3&4付属の電源

5〜30台に増やす場合：電源TW.PWR.2（ID: 0020116440）

TECHNICAL DATA

最大処理量(水)	5 L
回転数	100 - 3000 rpm
表示方式	LEDカラーバー
接続台数	30 台以下推奨
その他の機能	容器検出, トルク傾向表示
保護クラス	IP 66
電源	100-240 V, 50/60 Hz
寸法(W×D×H)	135×135×24 mm
重量	0.6 kg

