

シリンジフィルター お試しキャンペーン

CA・NYL・PTFEメンブレンの シリンジフィルターを45% OFFでご提供

Thermo Scientific™ Nalgene™ シリンジフィルター

キャンペーン番号: RCER23

45%
OFF

試薬のろ過やプレろ過、サンプル調製、ガスベントなどに使用できるシリンジフィルターです。
今なら希望小売価格の45% OFFでご購入いただけます。この機会にぜひお試しください！

セルロースアセテート (CA)、25 mm

- パイロジェンフリー

【材質】本体: PP/メンブレン: CA



製品番号	オート クレープ	孔径 (mm)	メンブレン径 (mm)	ろ過容量 (mL)	滅菌	包装 (個 × 包)	希望小売価格	キャンペーン 価格
723-2580※1	—	0.8	25	10~100	●	1 × 50	¥32,820	¥18,040
724-2080PK※1	—	0.8	25	10~100	—	100 × 1	¥32,820	¥18,040

※1 2025年7月現在、受注後発注品です。

セルロースアセテート (CA)、4 mm

【材質】本体: PP/メンブレン: CA



製品番号	オート クレープ	孔径 (mm)	メンブレン径 (mm)	ろ過容量 (mL)	滅菌	包装 (個 × 包)	希望小売価格	キャンペーン 価格
171-0020PK※1	—	0.2	4	0.5~1	—	100 × 1	¥30,500	¥16,760
171-0045PK※1	—	0.45	4	0.5~1	—	100 × 1	¥30,500	¥16,760

※1 2025年7月現在、受注後発注品です。

ナイロン (NYL)、25 mm

- パイロジェンフリー

【材質】本体: PP/メンブレン: NYL



製品番号	オート クレープ	孔径 (mm)	メンブレン径 (mm)	ろ過容量 (mL)	滅菌	包装 (個 × 包)	希望小売価格	キャンペーン 価格
726-2520	●	0.2	25	10~100	●	1 × 50	¥36,280	¥19,940
727-2020PK※1	●	0.2	25	10~100	—	100 × 1	¥29,880	¥16,420
726-2545※1	●	0.45	25	10~100	●	1 × 50	¥32,820	¥18,040
727-2045PK※1	●	0.45	25	10~100	—	100 × 1	¥29,880	¥16,420

※1 2025年7月現在、受注後発注品です。

キャンペーン期間

2025年7月7日(月)~2025年9月25日(木) 弊社受注分まで

ナイロン (NYL)、4 mm



【材質】本体：PP/メンブレン：NYL

製品番号	オート クレーブ	孔径 (mm)	メンブレン径 (mm)	ろ過容量 (mL)	滅菌	包装 (個 × 包)	希望小売価格	キャンペーン 価格
176-0020PK ^{※1}	—	0.2	4	0.5~1	—	100 × 1	¥31,820	¥17,500
176-0045PK ^{※1}	—	0.45	4	0.5~1	—	100 × 1	¥31,820	¥17,500

※1 2025年7月現在、受注後発注品です。

ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)、13 mm

- パイロジェンフリー

【材質】本体：PP/メンブレン：PTFE

製品番号	オート クレーブ	孔径 (mm)	メンブレン径 (mm)	ろ過容量 (mL)	滅菌	包装 (個 × 包)	希望小売価格	キャンペーン 価格
721-1320 ^{※1}	●	0.2	13	2~10	—	100 × 1	¥48,900	¥26,880
721-1345 ^{※1}	●	0.45	13	2~10	—	100 × 1	¥48,900	¥26,880

水溶液をろ過する前にメンブレンをアルコールで湿らせてください。

※1 2025年7月現在、受注後発注品です。

ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)、25 mm

- パイロジェンフリー、細胞無毒性

- ベントフィルターとしても使用可能

【材質】本体：PP/メンブレン：PTFE

製品番号	オート クレーブ	孔径 (mm)	メンブレン径 (mm)	ろ過容量 (mL)	滅菌	包装 (個 × 包)	希望小売価格	キャンペーン 価格
728-2020PK ^{※1}	●	0.2	25	10~100	—	100 × 1	¥36,280	¥19,940
728-2045PK	●	0.45	25	10~100	—	100 × 1	¥36,280	¥19,940

※1 2025年7月現在、受注後発注品です。

Thermo Scientific™ Nalgene™ シリンジプレフィルタープラス

45%
OFF

キャンペーン番号：RCER23

- ガラス繊維 (GF) とセルロースアセテート (CA) メンブレンの組み合わせ

- パイロジェンフリー
- 粘性が高い溶液、粒子が多く含まれる溶液などの滅菌に

【材質】本体：PP/メンブレン：GF/CA

製品番号	オート クレーブ	孔径 (mm)	メンブレン径 (mm)	ろ過容量 (mL)	滅菌	包装 (個 × 包)	希望小売価格	キャンペーン 価格
722-2520 ^{※1}	—	1.1 (GF) 0.2 (CA)	25	10~200	●	1 × 50	¥35,160	¥19,320

※1 2025年7月現在、受注後発注品です。

キャンペーン期間

2025年7月7日(月)~2025年9月25日(木)弊社受注分まで

お問い合わせ・カタログ請求・サンプルのご依頼はこちら thermofisher.com/jp-labcons-contact

研究用에만使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。

製品の性能がお客様の用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客様自身でご確認ください。

© 2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は 2025 年 7 月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客様のみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc LSP538-A2506OB

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

thermo scientific

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact

分析フィルターロート お試しキャンペーン

ディスポーザブルNalgene分析フィルターロートを 45% OFFでご提供

Thermo Scientific™ Nalgene™分析テストフィルターロート

キャンペーン番号: RCER22

**45%
OFF**

経済的な分析用フィルターロート

微生物検査や品質管理試験に適した滅菌済みディスポーザブルの分析用フィルターロートです。水、食品、飲料、原料、完成品の検査に使用できます。今なら希望小売価格の45 %OFFでご購入いただけます。この機会にぜひお試しください。

特長

- 滅菌済み・個包装で、開封後すぐに使用可能
- フィルターロートアダプターやゴム栓（8号）を使って真空マニホールドやフィルターフラスコ（0.5インチ穴）にセット
- CNメンブレンはEPA（アメリカ環境保護庁）の水質検査における認定基準に準拠
- グレーのメンブレンは濡れると黒に変わり、コロニーの検出やカウントに便利（製品番号147-0045/-2045）



図2. Thermo Scientific™ Nalgene™分析テストフィルターロート
ねじるだけで簡単に取り外せるロート設計で、メンブレンをスムーズに取り出し可能（製品番号147-0045）

Ordering information

【材質】メンブレン：CN／フィルター容器：PP／ネック部：PS

製品番号	孔径 (μm)	メンブレン径 (mm)	容量 (mL)	メンブレン色	グリッド (グリッド色)	包装 (個 × 包)	希望小売価格	キャンペーン 価格
145-0020	0.2	47	100	白	-	1 × 50	¥52,180	¥28,680
145-2045	0.45	47	250	白	● (黒)	1 × 50	¥56,140	¥30,860
147-0045	0.45	47	100	グレー	● (黒)	1 × 50	¥52,180	¥28,680
147-2045 ^{※1}	0.45	47	250	グレー	● (黒)	1 × 50	¥56,140	¥30,860

※1 2025年7月現在、受注後発注製品です。

注意事項：フィルターロートアダプターは1ケースにつき6個付きます。別売りもございます（製品番号DS0397-0010）。

キャンペーン期間**2025年7月7日(月)～2025年9月25日(木) 弊社受注分まで**

水質検査作業に適した基準を満たしたニトロセルロース (CN) メンブレンを使用

一部のCNメンブレンおよびCNメンブレンを使用した Thermo Scientific™ Nalgene™ 分析用フィルター製品には、公式な保証書が添付されています。保証書には、製品が下記の材質基準および製造手順に従って製造されていることが明記されています。

1. アメリカ公共健康協会 (APHA) Standard Methods, 最新版
2. アメリカ安全飲料水法 P.L.93-523
3. アメリカ環境保護庁 (EPA) “環境監視のための微生物学的方法:水および廃棄物” U.S.EPA;Part II, Section C, page 74;U.S.Government Printing Office, 1978.

これらの基準に基づき、フィルターは、孔径、流速、溶出物の量、中性度、生物学的特性に関する検査が実施されています。保証書は、EPAの研究所認定ガイドラインで求められる正式な品質管理記録の一部としてご利用いただけます。以下の製品が対象です。

- 分析フィルターユニット (製品番号130-4045PK)
- 分析フィルターロート (製品番号140-4045PK)
- 水質試験メンブレン (製品番号DS0205-4045)

Thermo Scientific™ Nalgene™ 真空マニホールド

キャンペーン番号: RCER22

**45%
OFF****特長**

- Nalgene分析フィルターロート/テストフィルターロート用
- アウトレットフィッティング: 9.5 mm
- アウトレット形状: ベントポート付き2方向バルブ
- 3ポート

**Ordering information**

【材質】メンブレン: CN/フィルター容器: PP/ネック部: PS

製品番号	タイプ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
DS0345-0001※1	真空フィルターロート用マニホールド	1	¥308,600	¥169,720

※1 2025年7月現在、受注後発注製品となります。

キャンペーン期間**2025年7月7日(月)～2025年9月25日(木) 弊社受注分まで****お問い合わせ・カタログ・サンプルのご依頼はこちら thermofisher.com/jp-labcons-contact**

研究用에만使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。

製品の性能がお客様の用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客様自身でご確認ください。

© 2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は 2025 年 7 月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客様のみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc **LSP537-A25060B****サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社****thermo scientific**お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact



ラボプロダクツ消耗品キャンペーン 2025 Summer

キャンペーン期間

2025年7月7日(月)～2025年9月25日(木)受注分まで

シングルチャンネルピペット

Thermo Scientific™ Finnpiquette™ F1シングルチャンネル

キャンペーン番号 | RNAH22

40%
OFF



- 音がなく静かに容量設定、片手で操作可能
- 設定した容量を確実にロックし、ピペッティング中の不意な容量ズレを防止

製品番号	容量レンジ	可変ステップ	希望小売価格	キャンペーン価格
4641010N	0.2~2 µLマイクロ	0.002 µL	¥52,440	¥31,460
4641020N	0.5~5 µLマイクロ	0.01 µL	¥52,440	¥31,460
4641030N	1~10 µLマイクロ	0.02 µL	¥52,440	¥31,460
4641040N	1~10 µL	0.02 µL	¥52,440	¥31,460
4641060N	2~20 µL	0.02 µL	¥46,100	¥27,660
4641140N	5~50 µL	0.1 µL	¥46,100	¥27,660
4641070N	10~100 µL	0.2 µL	¥46,100	¥27,660
4641080N	20~200 µL	0.2 µL	¥46,100	¥27,660
4641090N	30~300 µL	1 µL	¥46,100	¥27,660
4641100N	100~1,000 µL	1 µL	¥46,100	¥27,660
4641110N	0.5~5 mL	0.01 mL	¥52,440	¥31,460
4641120N	1~10 mL	0.02 mL	¥58,160	¥34,880

Thermo Scientific™ Finnpiquette™ F2シングルチャンネル

キャンペーン番号 | RNAH24

40%
OFF



- フルオートクレーブ対応
分解／再組み立てする必要がなく、汚染除去も簡単
- 高い堅牢性と耐久性
化学薬品や紫外線に高い耐性あり

製品番号	容量レンジ	可変ステップ	希望小売価格	キャンペーン価格
4642010	0.2~2 µLマイクロ	0.002 µL	¥44,640	¥26,780
4642020	0.5~5 µLマイクロ	0.01 µL	¥44,640	¥26,780
4642030	1~10 µLマイクロ	0.02 µL	¥44,640	¥26,780
4642040	1~10 µL	0.02 µL	¥44,640	¥26,780
4642060	2~20 µL	0.02 µL	¥40,180	¥24,100
4642130	5~50 µL	0.1 µL	¥40,180	¥24,100
4642070	10~100 µL	0.2 µL	¥40,180	¥24,100
4642080	20~200 µL	0.2 µL	¥40,180	¥24,100
4642090	100~1,000 µL	1 µL	¥40,180	¥24,100
4642100	0.5~5 mL	0.01 mL	¥44,640	¥26,780
4642110	1~10 mL	0.02 mL	¥54,120	¥32,460

ご購入製品を Web から登録すると保証期間が延長! 通常3年 ➡ 5年

ご登録はこちらから thermofisher.com/jp-pipette-warranty


マルチチャンネルピペット

Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ マルチチャンネル

専用チップモデル

キャンペーン番号 | RNAH25

30%
OFF



1～10 µLモデルには、スナップ&リップシールを採用

- ClipTip™テクノロジーにより、全チャンネルを確実にシール、確かな精度を実現
- 個人差がなく、一貫性、再現性に優れたピペッティング

製品番号	チャンネル	容量レンジ	適合チップ	希望小売価格	キャンペーン価格
4661210N	8	1～10 µL	ClipTip 12.5 Ext	¥140,260	¥98,180
4661120N	8	5～50 µL	ClipTip 50	¥140,260	¥98,180
4661130N	8	10～100 µL	ClipTip 200	¥140,260	¥98,180
4661140N	8	30～300 µL	ClipTip 300, 300 Ext	¥140,260	¥98,180
4661220N	12	1～10 µL	ClipTip 12.5 Ext	¥160,540	¥112,360
4661160N	12	5～50 µL	ClipTip 50	¥160,540	¥112,360
4661170N	12	10～100 µL	ClipTip 200	¥160,540	¥112,360
4661180N	12	30～300 µL	ClipTip 300, 300 Ext	¥160,540	¥112,360

本ピペットには汎用チップは適合しません。あわせて純正のThermo Scientific™ ClipTipピペットチップをお買い求めください。

Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 マルチチャンネル

汎用チップモデル

キャンペーン番号 | RNAH25

30%
OFF



- 容量自動ロックシステム
容量を確実にロック、ピペッティング中の不意な容量ズレを防止
- ソフトタッチチップイジェクション
軽く押すだけでチップの取り外しが可能

製品番号	チャンネル	容量レンジ	適合チップ	希望小売価格	キャンペーン価格
4661000N	8	1～10 µL	Flex 10, 10	¥156,700	¥109,680
4661010N	8	5～50 µL	Flex 200, 250 Univ	¥156,700	¥109,680
4661020N	8	10～100 µL	Flex 200, 250 Univ	¥156,700	¥109,680
4661030N	8	30～300 µL	Flex 300, 300	¥156,700	¥109,680
4661040N	12	1～10 µL	Flex 10, 10	¥178,760	¥125,120
4661050N	12	5～50 µL	Flex 200, 250 Univ	¥178,760	¥125,120
4661060N	12	10～100 µL	Flex 200, 250 Univ	¥178,760	¥125,120
4661070N	12	30～300 µL	Flex 300, 300	¥178,760	¥125,120
4661080N	16	1～10 µL	20	¥197,380	¥138,160
4661090N	16	5～50 µL	50	¥197,380	¥138,160

ご購入製品を Web から登録すると保証期間が延長! 通常3年 ➡ 5年

■ ご登録はこちらから thermofisher.com/jp-pipette-warranty

キャンペーン期間

2025年7月7日(月)～2025年9月25日(木) 受注分まで

電動ピペット

Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Equalizer 電動ピペット

キャンペーン番号 | RNAH27

30%
OFF



- **Equalizer**
チップ間隔調整機能により、サンプルを異なるフォーマットの容器に一度に移し替えが可能
- **2種類のプログラム設定**
Presets: フォワード法、リバース法などの標準的な分注法を簡単かつ素早く設定
Matrix: 複雑なプロトコルにも対応できる、ステップベースのプログラミングが可能

製品番号	チャンネル	容量レンジ	適合チップ	希望小売価格	キャンペーン価格
E1-ClipTip Equalizer マルチチャンネル (チップ間隔調整機能タイプ)					
4672090BT	6	15~1,250 µL	ClipTip 1250	¥325,920	¥228,140
4672050BT	8	2~125 µL	ClipTip 200	¥325,920	¥228,140
4672080BT	8	10~300 µL	ClipTip 300、300 Ext	¥325,920	¥228,140
4672100BT	8	15~1,250 µL	ClipTip 1250	¥325,920	¥228,140
E1-ClipTip Equalizer 384 マルチチャンネル (チップ間隔調整機能タイプ)					
4672010BT	8	0.5~12.5 µL	ClipTip 384 12.5、384 12.5 Ext	¥325,920	¥228,140
4672030BT	8	1~30 µL	ClipTip 384 30	¥325,920	¥228,140
4672060BT	8	2~125 µL	ClipTip 384 125	¥325,920	¥228,140
4672020BT	12	0.5~12.5 µL	ClipTip 384 12.5、384 12.5 Ext	¥358,260	¥250,780
4672040BT	12	1~30 µL	ClipTip 384 30	¥358,260	¥250,780
4672070BT	12	2~125 µL	ClipTip 384 125	¥358,260	¥250,780

本ピペットには汎用チップは適合しません。あわせて純正のThermo Scientific™ ClipTipピペットチップをお買い求めください。

ご購入製品をWebから登録すると保証期間が延長! 通常1年 → 2年

■ ご登録はこちらから thermofisher.com/jp-pipette-warranty

卓上クーラー

Thermo Scientific™ Nunc™ / Nalgene™ ラブトップクーラー

キャンペーン番号 | RNAH28

30%
OFF



355501

5115-0032

- PCR試薬や制限酵素、サンプルの低温保持
- 低温保持時間
製品番号355501: -20~-15 °Cを約2時間 (外側) / 約4時間 (内側)
製品番号5115-0012: -15 °C以下を1時間
製品番号5115-0032: -15 °C以下を2時間

製品番号	フタ	冷却ゲル	列	適合チューブ	外寸 (mm) W × D × H	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
355501 ^{※1}	—	—	4 × 5	Thermo Scientific™ Nunc™ CryoTube™ 1.0 / 1.8 mL、0.2 / 0.5 mLマイクロチューブ ^{※2}	226 × 165 × 133	1	¥32,880	¥23,000
5115-0012	—	—	3 × 4	Thermo Scientific™ Nalgene™ クライオバイアル	151 × 108 × 125	1	¥30,460	¥21,320
5115-0032	●	●	4 × 8	1.0 / 1.8 mL、0.2 / 0.5 mLマイクロチューブ ^{※2}	243 × 157 × 146	1	¥56,820	¥39,760

※1 あらかじめ冷却してからご使用ください ※2 付属のインサートをご使用ください

Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™プレート(PP)

DNA低吸着が求められるワークフローに、Nunc 96 DeepWellプレートという選択

Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWellプレートは、DNA吸着の少ないポリプロピレン樹脂を使用。プレート表面へのDNA吸着が抑えられ、サンプルロスを減らせます。DNA低吸着が求められるワークフローに適したポリプロピレン製プレートです。

Nunc 96 DeepWellプレートのDNA吸着性に関する評価結果はテクニカルノート「NuncおよびABgeneポリプロピレン製マイクロプレートのDNA吸着性に関する評価 (LSP098-A2405OB)」で公開しています。



260252/260251

- DNase/RNaseフリー、ヒトDNAフリー
- 遠心可能(最大遠心力 2,000 ×gまで)
- 高リム設計でシール性が向上、ウェル間のコンタミを防止

【材質】PP

製品番号	最大容量 (mL)	ワーキングボリューム (μL)	底形状	滅菌	包装(個 × 包)	希望小売価格	キャンペーン価格
260252	1.3	50~1,000	U底	—	5 × 10	¥48,200	¥26,500
260251	1.3	50~1,000	U底	●	5 × 10	¥49,500	¥27,220
278752	2.0	50~1,900	U底	—	5 × 12	¥66,940	¥36,800
278743	2.0	50~1,900	U底	●	1 × 60	¥68,660	¥37,760

Thermo Scientific™ Nunc™ 96ウェルマイクロプレート(PP)



249944/249946

- DNase/RNaseフリー
- 広いウェル容積でウェルの使用容量が増加、ミキシング効率も向上

【材質】PP


製品番号	最大容量 (μL)	ワーキングボリューム (μL)	底形状	滅菌	包装(個 × 包)	希望小売価格	キャンペーン価格
442587※1	300	250	V底	—	5 × 12	¥31,920	¥17,540
249944	450	400	V底	—	20 × 6	¥59,980	¥32,980
249946	450	400	V底	●	20 × 6	¥60,740	¥33,400
267245	500	450	U底	—	10 × 12	¥59,980	¥32,980
267334	500	450	U底	●	10 × 12	¥63,100	¥34,700

※1 ピンチバーデザイン。ANSI/SLAS規格に適合しません。Thermo Scientific™ Nunc™ キャップマットは使用できません。


Thermo Scientific™ Nunc™ イムノロックウェルモジュールプレート



- モジュールは1ウェルまで分割することが可能
- 各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能
- ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要



ロックウェルフレームはユニークなスプリングロックを持ち、各ウェルをフレームにしっかりと固定



ウェル形状

F底(平底)	U底(丸底)	C底(平底+カーブエッジ)	C底(スターウェル)
400 μ L/ウェル	300 μ L/ウェル	350 μ L/ウェル	330 μ L/ウェル
光学的測定に最適	高い洗浄効果	光学測定と洗浄効果を両立	固相化の面積を最大42%アップ

【材質】本体:PS／フレーム:ABS

製品番号	カラー	ウェル形状・数	表面処理	包装	希望小売価格	キャンペーン価格
446442	クリア	C8	ポリソープ	10 × 6	¥136,800	¥88,920
446469 ^{※1}	クリア	C8	マキシソープ	10 × 6	¥136,800	¥88,920
446639 ^{※1}	クリア	U8	マキシソープ	10 × 6	¥136,020	¥88,400
448526 ^{※1}	クリア	C8スターウェル	マキシソープ	10 × 6	¥139,580	¥90,720
446470 ^{※1}	クリア	C8	メディソープ	10 × 6	¥136,800	¥88,920
446490	クリア	C8	マルチソープ	10 × 6	¥136,800	¥88,920
446471 ^{※1}	ブラック	C8	マキシソープ	10 × 6	¥156,160	¥101,500
446473	ブラック	C8	ポリソープ	10 × 6	¥154,300	¥100,280
463200	ホワイ	C8	ポリソープ	10 × 6	¥147,820	¥96,080
463201 ^{※1}	ホワイ	C8	マキシソープ	10 × 6	¥155,340	¥100,960

※1 Certificate付き

Thermo Scientific™ Nunc™ ミニトレイ



- 培養や保管時にスペースを取らないミニサイズの細胞培養用マイクロプレート
- 細胞の付着と増殖に優れたThermo Scientific™ Nunc™ Delta表面処理済み
- ウェルがわかりやすい大きな英数字表記

【材質】本体・フタ:PS

製品番号	ウェル 底形状・数	1ウェルの 最大容量 (μL)	1ウェルの 使用容量 (μL)	1ウェルの 培養面積 (cm ²)	外寸 (mm)	フタ	滅菌	包装 (個 × 包)	希望小売価格	キャンペーン価格
163118	V底・60	10	8	0.013	84 × 59	●	●	10 × 15	¥56,600	¥32,820

Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ ミニトレイ (血清学用)



- Nunc ミニトレイと比べて若干小さいウェル寸法
- タンパク質低吸着
- サンプルや試薬を効率的に混合できる特殊表面処理済み
- ウェルがわかりやすい大きな英数字表記

【材質】本体・フタ:PS

製品番号	ウェル 底形状・数	1ウェルの 最大容量 (μL)	1ウェルの 使用容量 (μL)	1ウェルの 培養面積 (cm ²)	外寸 (mm)	フタ	滅菌	包装 (個 × 包)	希望小売価格	キャンペーン価格
438733	平底・72	10	8	0.2	84 × 59	●	—	10 × 10	¥25,940	¥15,040

フィルターウェア

Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ フィルターユニット

キャンペーン番号 | RNAH34

45%
OFF



PESメンブレン



SFCAメンブレン

- スピーディーで安定したフィルトレーションを実現
- 滅菌済み
- パイロジェンフリー
- 細胞無毒性
- 製品にロット番号・有効期限が記載されており、個別管理に便利

ポリエーテルスルホン(PES)メンブレン

- 汎用性の高いメンブレン
- 目詰まりが少なく、ろ過速度が速い
- タンパク質低吸着／低溶出
- Stem Cellテスト済み(0.2 μmのみ)

無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)メンブレン

- 界面活性剤を含まないCAメンブレン
- タンパク質低吸着／低溶出

【材質】 本体:PS／受器キャップ:PE

製品番号	メンブレン材質	ポアサイズ(μm)	メンブレン径(mm)	容量(mL)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
568-0020	PES	0.2	50	250	12	¥23,640	¥13,000
566-0020			75	500		¥33,100	¥18,200
569-0020			90	500		¥33,100	¥18,200
567-0020			90	1,000		¥44,320	¥24,360
157-0020			50	250		¥26,860	¥14,760
156-4020 ^{*1}	SFCA	0.2	75	500	12	¥43,020	¥23,660
162-0020			90	500		¥50,200	¥27,600
158-0020 ^{*1}			75	1,000 ^{*2}		¥54,240	¥29,820
161-0020			90	1,000		¥63,940	¥35,160

※1 1ケースに12枚のガラス繊維プレフィルタ(製品番号: DS0281-7500)が付いています。

※2 フィルター容器のろ過容量は1,000 mLですが、容器のサイズは500 mLです。受器は1,000 mLです。

メンブレンセレクションガイド

種類	ポリエーテルスルホン(PES)	無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)	ナイロン(NYL)	ニトロセルロース(CN)	ガラス繊維(GL)
説明	タンパク質低吸着かつ低溶出。流速が速く短時間でろ過可能。	標準的なセルロースアセテート(CA)に含まれる界面活性剤を含まず、細胞への毒性リスクを低減。	強靱でアルコール耐性に優れており、低溶出。	タンパク質の吸着が問題とならない場合や余分なタンパク質を除去したい場合に推奨されるメンブレン。	大きな粒子を捕集でき、高い粘性や粒子を多く含む溶液のプレろ過に推奨されるメンブレン。
特長	低タンパク質吸着、低溶出、最速流量	低タンパク質吸着、低溶出	高タンパク質吸着、アルコール耐性	溶出量が多い	プレろ過用
主な対象液	細胞培養培地、試薬	細胞培養培地、血清	アルコール溶媒	環境水、緩衝液、水溶液	—
親水性	●	●	●	—	●
疎水性	—	—	—	●	●
オートクレーブ	●	●	●	●	●
流速	速い	普通～速い	遅い～普通	速い	とても速い
スルー putt	高い	普通	低い	普通	とても高い
溶出	低い	低い	とても低い	普通	低い
タンパク質吸着	低い	低い	高い	高い	普通

Thermo Scientific™ Nalgene™ 分析フィルターユニット

キャンペーン番号 | RNAH35

45%
OFF



130-4020PK
上部チャンバーとメンブレンは受器から簡単に
取り外し可能

- ディスポーザブル
- 目盛り付き
- ニトロセルロース(CN)メンブレン
- 界面活性剤フリー
- EPA(アメリカ環境保護庁)の水質検査における認定基準に準拠

【材質】フィルター容器:PP／受器:PS

製品番号	容量 (mL)	ポアサイズ (μm)	メンブレン径 (mm)	メンブレン色	グリッド	滅菌	包装 (個 × 包)	希望小売価格	キャンペーン価格
130-4020PK	150	0.2	47	白	—	●	1 × 12	¥22,180	¥12,180
130-4045PK	150	0.45	47	白	●	●	1 × 12	¥21,760	¥11,960

Thermo Scientific™ Nalgene™ シリンジフィルター

キャンペーン番号 | RNAH36

45%
OFF



PESメンブレン



SFCAメンブレン



ガラス繊維

- 注入口:メス型 Luer-Lok
- 排出口:オス型 Luer slip
- ポアサイズとメンブレン種類を印字
- パイロジェンフリー

【材質】本体:PP

製品番号	メンブレン	ポアサイズ(μm)	メンブレン径(mm)	ろ過容量(mL)	滅菌	包装	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
725-2520	PES	0.2	25	10~100	●	個包装	50	¥26,720	¥14,680
725-2545		0.45	25	10~100	●	個包装	50	¥26,720	¥14,680
723-2520	SFCA	0.2	25	10~100	●	個包装	50	¥26,300	¥14,460
723-2545		0.45	25	10~100	●	個包装	50	¥26,820	¥14,740
722-2000	ガラス繊維	1.1	25	10~100	—	バルク	50	¥23,560	¥12,940

キャンペーン期間

2025年7月7日(月)～2025年9月25日(木) 受注分まで

Thermo Scientific™ Nalgene™ 細口IP2ボトル (HDPE)



- 堅牢性が高く、液体／粉末サンプルの保管、航空輸送に適している
- ロットごとの内圧試験品質保証書付き
- IATA(国際航空運送協会) 規制セクション5.0.2.9.準拠

【材質】本体:HDPE／キャップ:PP

製品番号	容量 (mL)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
2099-0001PK	30	12	¥5,420	¥3,240
2099-0002PK	60	12	¥4,420	¥2,640
2099-0004PK	125	12	¥5,520	¥3,300
2099-0008PK	250	12	¥7,620	¥4,560
2099-0016PK	500	12	¥10,480	¥6,280
2099-0032PK	1,000	6	¥9,380	¥5,620
2099-0010PK	4,000	1	¥6,840	¥4,100

Thermo Scientific™ Nalgene™ 広口褐色ボトル (HDPE)



- 優れた薬品耐性
- 光に敏感な物質の輸送、保存用

【材質】本体:HDPE / キャップ:ETFE

製品番号	容量 (mL)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
2106-0001PK	30	12	¥7,500	¥4,500
2106-0002PK	60	12	¥7,360	¥4,400
2106-0004PK	125	12	¥8,480	¥5,080
2106-0008PK	250	12	¥12,240	¥7,340
2106-0016PK	500	12	¥16,020	¥9,600
2106-0032PK	1,000	6	¥14,080	¥8,440

Thermo Scientific™ Nalgene™ フッ素加工広口ボトル



- フッ素加工により膨潤しにくく、溶出物も少ない
- 堅牢で丈夫、安全で経済的

【材質】本体:FLPE / キャップ:FLPP

製品番号	容量 (mL)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
2197-0004PK	125	12	¥7,760	¥4,640
2197-0008PK	250	12	¥11,340	¥6,800
2197-0016PK	500	12	¥14,900	¥8,940
2197-0032PK	1,000	6	¥13,780	¥8,260

プラスチックビーカー

キャンペーン番号 | RNAH38

40%
OFF

Thermo Scientific™ Nalgene™ ビーカー (PPCO)



- オートクレーブ可
- 全てのサイズを重ねて収納可能なので省スペース
- スクリーンシルク印刷目盛り付き

製品番号	容量 (mL)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
1201-0030PK	30	12	¥6,620	¥3,960
1201-0050PK	50	12	¥6,620	¥3,960
1201-0100PK	100	12	¥8,300	¥4,980
1201-0150PK	150	12	¥10,500	¥6,300
1201-0600PK	600	4	¥9,240	¥5,540

ご注意:ホットプレート上での使用は不可です。

Thermo Scientific™ Nalgene™ ビーカー (PMP)



- 高い透明性
- 耐熱性が高く、150 °Cでの使用が可能
- オートクレーブ可

製品番号	容量 (mL)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
1203-0050PK	50	12	¥9,780	¥5,860
1203-0100PK	100	12	¥11,660	¥6,980
1203-0150PK	150	12	¥15,960	¥9,560
1203-0250PK	250	6	¥10,400	¥6,240

ご注意:ホットプレート上での使用は不可です。

Thermo Scientific™ Nalgene™ ハンドル付きビーカー (PMP)



- 高い透明性
- 高温での連続使用が可能 (+150 °Cまで)
- 目盛り付き

製品番号	容量 (mL)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
1223-1000PK	1,000	1	¥10,080	¥6,040
1223-3000PK	3,000	1	¥11,660	¥6,980

ご注意:ホットプレート上での使用は不可です。

Thermo Scientific™ Nalgene™ フッ素樹脂製ビーカー (PFA)



- 化学薬品耐性に優れ、低溶出
- 使用温度範囲: -270 ~ +250 °C
- オートクレーブ可

製品番号	容量 (mL)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
1510-0050PK	50	1	¥7,360	¥4,400
1510-0100PK	100	1	¥8,400	¥5,040
1510-0250PK	250	1	¥15,440	¥9,260


ご注意:ホットプレート上での使用は不可です。

キャンペーン期間

2025年7月7日(月)～2025年9月25日(木) 受注分まで

新製品のご案内

Thermo Scientific™ Low DNA Binding スナップキャップマイクロチューブ



DNA低吸着：75%以上のPCR効率を達成

- 0.6 mL、1.5 mL、2.0 mLの3種類
- 環境に配慮したThermo Scientific™ Sustain™シリーズも用意
- DNA、RNase/DNase、パイロジェンおよびエンドトキシンフリー
- PCR阻害剤、UV浸出物フリー
- PFASフリー

【材質】PP

製品番号	仕様	滅菌	遠心強度 (×g)	入数	希望小売価格	大箱(入数)
3403-DLB	0.6 mL フラットトップキャップ 目盛り付き	—	30,000	1,000	¥4,060	10
3400-DLB	0.6 mL フラットトップキャップ 目盛り付き Sustain™シリーズ	—	30,000	1,000	¥4,100	10
3404-DLB	1.5 mL フラットトップキャップ 目盛り付き	—	26,000	500	¥2,280	10
3401-DLB	1.5 mL フラットトップキャップ 目盛り付き Sustain™シリーズ	—	26,000	500	¥2,360	10
3405-DLB	2.0 mL フラットトップキャップ 目盛り付き	—	25,000	500	¥2,700	10
3402-DLB	2.0 mL フラットトップキャップ 目盛り付き Sustain™シリーズ	—	25,000	500	¥2,780	10

ラボプロダクツ消耗品カタログ2025

プラスチック消耗品はこれ1冊にお任せ!

全466ページで、多くの研究室で必需品となるプラスチック消耗品を網羅しています。

この機会に研究室にぜひ1冊いかがですか。

下記Webサイトよりお申し込みをお願いいたします。1研究室1冊のお申し込みが可能です。

■ カタログ冊子発送リクエストはこちらから thermofisher.com/jp-cons-catalog-request

■ PDF版のダウンロードはこちらから thermofisher.com/jp-catalog



研究用にも使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。

製品の性能がお客様の用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客様自身でご確認ください。

©2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は2025年7月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客様のみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-to LPD512-A2506CE

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

thermo scientific

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact