

AI搭載で  
精度UP!

interscience

# Scan Ai

自動AIコロニーカウンター及び阻止円ゾーンリーダー

## リリースキャンペーン

キャンペーン期間

2025年12月1日～2026年2月28日発注分まで

90mmシャーレや簡易培地をご使用の方向け



### Scan 3000 Ai

本体 (Ref. 434 300) +  
永久ライセンス (Ref. 834 300)

定価：3,800,000円

20%  
OFF!



**3,040,000円**

150mmシャーレをご使用の方向け



### Scan 5000 Ai


本体 (Ref. 434 500) +  
永久ライセンス (Ref. 834 500)

定価：5,900,000円

20%  
OFF!



**4,720,000円**




## AIによる比類のない精度

自動コロニーカウンター Scan Ai は、コロニーカウントを自動化し、標準化します。自動コロニーカウンター Scan Ai に搭載された人工知能のパワーは、シャーレ分析を比類のないスピードと精度で向上させます。

- 従来のコロニーカウンターに比較して**精度 25% アップ**
- AI で学習されたモデルによる検出とカウント
- アーティファクト（気泡、マーキングなど）の識別
- シャーレ100% の読み取り
- バクテリア、酵母、カビの**分類とカウント**



 **アズワン株式会社**

## Scan 3000 Aiによるカウント例




混在する多様な形状に対応

シャーレの注入口や  
印字を無視




寒天培地中の気泡を無視

広がるカビの  
正確なカウント



重なるコロニーを認識

書き込みを無視



## カウントパフォーマンスの飛躍的向上



コロニーの  
自動カウントを1秒で



98%までの  
一貫した精度



1時間あたり400枚の  
シャーレをカウント



結果の  
トレーサビリティ

データインテグリティ対応！

訪問やウェブでのデモ可能！

納品から3年間の保証付き！

interscience JAPAN 株式会社

〒140-0001

東京都品川区北品川 1-23-19

GOODOFFICE 10F

TEL: 03-6712-9715

Email: sales.japan@interscience.com

[www.interscience.com](http://www.interscience.com)

製品詳細は  
コチラ！



**アズワン株式会社** サニテーショングループ

E-mail: SF@so.as-1.co.jp

■東京

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-23-1 エンパイヤビル5階

Tel: 03-6222-0285 Fax: 03-6222-0270

■大阪

〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-51

Nakanosima Qross 未来再生医療センター10階

Tel: 06-6447-8637 Fax: 06-6447-8830