

US Biological (antibodypab)

84-1663-27 [取扱停止] MORG1, ID (WDR83, MORG1, WD repeat domain-containing protein 83, Mitogen-activated protein kinase organizer 1) (APC) 200ul 038543-APC



アズワン品番 84-1663-27

型番 038543-APC

入り数 1個

標準価格 -円

取扱停止



特徴

MORG1 is a member of the WD-40 protein family.

The protein is proposed to function as a molecular scaffold for various multimeric protein complexes.

The protein associates with several components of the extracellular signal-regulated kinase (ERK) pathway, and promotes ERK activity in response to serum or other signals.

The protein also interacts with egl nine homolog 3 (EGLN3, also known as PHD3) and regulates expression of hypoxia-inducible factor 1, and has been purified as part of the spliceosome.

Applications: Suitable for use in Western Blot, FLISA

Recommended Dilution: FLISA: 1:1,000 Western Blot: 1:100-500

Storage and Stability: Store product at 4°C in the dark.

DO NOT FREEZE! Stable at 4°C for 12 months after receipt as an undiluted liquid.

Dilute required amount only prior to immediate use.

Further dilutions can be made in assay buffer.

Caution: APC conjugates are sensitive to light.

For maximum recovery of product, centrifuge the original vial prior to removing the cap.

Note: Applications are based on unconjugated antibody.

仕様

Size: 200ul

Host: rabbit

Source Antibody: human

Grade: Affinity Purified

Purity: Purified by Protein A affinity chromatography.

Form: Supplied as a liquid in PBS, pH 7.2, 0.09% sodium azide and a stabilizer. Labeled with Allophycocyanin (APC).

Specificity: Human

Isotype: IgG

Calc Applications Abbrev: FLISA WB

Calc Crossreactivity: Hu

Immunogen: MORG1 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Central region of human MORG1.

Shelf Life: 6 months

Swiss Prot Number: Q9BRX9

EU Commodity Code: 30021010

この商品は法規制を確認していません。(法規制によって販売できない場合もございます)

製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。最新仕様はメーカーホームページをご確認ください。

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL: 06-6447-8641

FAX: 06-6447-8642

E-mail: Reagents@so.as-1.co.jp