

US Biological (antibodypab)

84-1663-54 BCL11A, CT (BCL11A, CTIP1, EVI9, KIA A1809, ZNF856, B Cell lymphoma/leukemia 11A, B Cell CLL/lymphoma 11A, COUP-TF-interacting protein 1, Ecotropic viral integration site 9 protein homolog , Zinc finger protein 856) (APC) 200ul 032460-APC



|        |            |
|--------|------------|
| アズワン品番 | 84-1663-54 |
| 型番     | 032460-APC |
| 入り数    | 1個         |
| 標準価格   | -円         |



## 特徴

BCL11A is a C2H2 type zinc-finger protein by its similarity to the mouse Bcl11a/Evi9 protein.

The corresponding mouse gene is a common site of retroviral integration in myeloid leukemia, and may function as a leukemia disease gene, in part, through its interaction with BCL6.

Applications: Suitable for use in Western Blot and FLISA.

Other applications have not been tested.

Recommended Dilutions: Optimal dilutions to be determined by the researcher.

Storage and Stability: Store product at 4°C in the dark.

DO NOT FREEZE! Stable at 4°C for 12 months after receipt as an undiluted liquid.

Dilute required amount only prior to immediate use.

Further dilutions can be made in assay buffer.

Caution: APC conjugates are sensitive to light.

For maximum recovery of product, centrifuge the original vial prior to removing the cap.

Note: Applications are based on unconjugated antibody.

## 仕様

Size:200ul

Host:rabbit

Source Antibody:human

Grade:Affinity Purified

Purity:Purified by Protein A and peptide affinity chromatography.

Form:Supplied as a liquid in PBS, pH 7.2, 0.09% sodium azide and a stabilizer. Labeled with Allophycocyanin (APC).

Specificity:Recognizes human BCL11A.

Isotype:IgG

Calc Applications Abbrev:FLISA WB

Calc Crossreactivity:Hu

Immunogen:KLH-conjugated synthetic peptide mapping to a fragment of residues with in amino acids 806-835 in the C-terminal region of human BCL11A.

Shelf Life:6months

Swiss Prot Number:Q9H165

EU Commodity Code:30021010

この商品は法規制を確認しておりません。(法規制によって販売できない場合もございます)

製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。最新仕様はメーカーホームページをご確認ください。

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL:06-6447-8641

FAX:06-6447-8642

E-mail:Reagents@so.as-1.co.jp