



## G-Biosciences

### SDS-PAGE Running Buffer [10X], 1 Gallon

#### 特徴

Tris-Glycine/SDS Running Buffer [10X] is compatible with tris-Glycine gels for denaturing electrophoresis. The separating range of Tris-Glycine gels is 6-200 kDa



#### シリーズ共通仕様

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| 1 X concentration | 25mM Tris Base, 192 mM Glycine, 0.1% SDS |
|-------------------|------------------------------------------|

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                        | 型番       | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------|----|------------------------------|----|
|  | 89-5259-97 | SDS-PAGE Running Buffer [10X],<br>1 Liter  | 786-029  | 1個 | 16,000円                      |    |
|  | 89-5259-98 | SDS-PAGE Running Buffer [10X],<br>1 Gallon | 786-029G | 1個 | 45,000円                      |    |