

# DAKEWE

SAUEPRINTシリーズ

## スライドプリンター SUREPRINT S10

- ・最大150枚のスライド収容
- ・幅広いスライドガラスに対応
- ・高速印字：3秒/スライド
- ・省スペース



## カセットプリンター SUREPRINT C100

- ・最大6ホッパー、600カセットロード可能
- ・最大2,500dpiの高解像度プリント
- ・高速印字：2.5秒/スライド



- ・独自のコールドレーザーマーキング技術による鮮明かつ、恒久的なプリント技術
- ・耐久性の高いプリント：薬剤、摩耗など
- ・低コスト：インク等の消耗品が不要
- ・英数字、多言語対応、一/二次元バーコード、グラフィック印字

<製造元>

DAKEWE

Contact Dakewe Sales representative today! [www.dakewemedical.com](http://www.dakewemedical.com)  
[enquiry@dakewe.com](mailto:enquiry@dakewe.com)



<国内代理店>

 **アズワン株式会社**  
ライフサイエンスグループ

E-mail : [BIO@so.as-1.co.jp](mailto:BIO@so.as-1.co.jp)  
HP: <https://axel.as-1.co.jp/contents/bio>

# 仕様

## S10,S10 Pro

印刷技術	非接触型UVレーザーマーキング技術
マガジン	バッチ/ダイレクト印刷
バッチマガジン容量	150 スライド
オンデマンド出力	10 スライド
バッチ出力	50 スライド
印刷速度	最大 3 秒/スライド
印刷解像度	2500 dpi
印刷オプション	英数字、複数言語、記号、1Dおよび2Dバーコード、グラフィックス

空気清浄	内蔵活性炭空気清浄システム
画面	7 インチ カラー タッチスクリーン
システムインターフェース	LIS, HIS, PIS, PACS
プリンターインターフェース	USB 3.0 × 2, USBタイプB × 1, RJ 45 × 2, HDMI × 1
電源要件	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
定格電力	170 VA
サイズ (幅×奥行×高さ)	175 × 335 × 340 mm (S10) 175 × 440 × 340 mm (S10Pro)
重量	約 13.5 kg (S10)/15 kg (S10Pro)
オペレーティングシステム	Win 7, Win 10, Win 11, Linux
UI言語	英語、中国語、日本語 (現在開発中)

希望小売価格 S10 : 4,500,000円 (税抜)  
S10 Pro: 4,850,000円 (税抜)

## C100

印刷技術	非接触型UVレーザーマーキング技術
カセットラック	バッチ印刷
カセットラック容量	100 × 6ホッパー (600個)
バッチ出力	最大100カセット
印刷速度	最大 2.5 秒/カセット
印刷解像度	2500 dpi
印刷テキストオプション	英数字、複数言語、記号、1Dおよび2Dバーコード、グラフィックス

空気清浄	内蔵活性炭空気清浄システム
画面	8インチ カラー タッチスクリーン
システムインターフェース	LIS, HIS, PIS, PACS
プリンターインターフェース	USB 2.0 × 2, USBタイプ3.0 × 1, RJ 45 (LANポート) × 2
電源要件	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
定格電力	210 VA
寸法 (幅×奥行き×高さ)	420 × 405 × 415mm (カセットホッパー含まず)
重量	約 29 kg
オペレーティングシステム	Win 7, Win 10, Linux
UI言語	英語、中国語、日本語 (現在開発中)

希望小売価格 : 4,980,000円 (税抜)