


# 1Dバーコード付ラック




- ・超低温対応（液体窒素気相）
- ・ANSI/SLAS規格に基づいた設計
- ・レーザーエッチング加工
- ・側面に1Dバーコード付
- ・オープンラックボトム
- ・DNase/RNase/Pyrogenフリー
- ・クラス7クリーンルーム製造
- ・温度変化による変形に強い
- ・サンプル自動倉庫とも互換性あり


※ラックのみの販売です。



Micronic 96-1(MP51200)



Micronic 96-2-L,H( (L) MP51204, (H) MP51205)



Micronic 96-4-L,H ((L) MP51210,(H)MP51211)

| ラック    |                          | MICRONIC 96-1 | MICRONIC 96-2-L | MICRONIC 96-2-H | MICRONIC 96-4-L | MICRONIC 96-4-H |
|--------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 品番     |                          | 4-1087-21     | 4-1087-24       | 4-1087-22       | 4-1087-25       | 4-1087-23       |
| 仕様     | 素材                       | PC            |                 |                 |                 |                 |
|        | フォーマット                   | 96            |                 |                 |                 |                 |
| 収納時の高さ | チューブの種類                  | External      | Internal        | External        | Internal        | External        |
|        | 対応チューブ                   | 0.3 ml        | 0.75 ml         | 0.75 ml         | 1.4 ml          | 1.4 ml          |
|        | フタなし                     | 12.0 mm       | 19.0 mm         | 19.0 mm         | 30.0 mm         | 30.0 mm         |
|        | 内ねじ/キャップなし               | -             | 27.0 mm         | -               | 45.0 mm         | -               |
|        | 内ねじ/プッシュキャップ             | -             | 28.0 mm         | -               | 46.0 mm         | -               |
|        | 外ねじ/キャップなし               | 19.5 mm       | -               | 31.0 mm         | -               | 49.0 mm         |
|        | 外ねじ/スクリューキャップ            | 21.1 mm       | -               | 34.5 mm         | -               | 52.5 mm         |
|        | 低カバー                     | 23.8 mm       | 30.8 mm         | -               | 48.8 mm         | -               |
| 特徴     | 中カバー                     | -             | -               | -               | -               | -               |
|        | 高カバー                     | -             | -               | 37.8            | -               | 55.8 mm         |
|        | レーザーエッチング                | Yes           |                 |                 |                 |                 |
|        | バーコード                    | Yes           |                 |                 |                 |                 |
|        | DNase/RNase/Pyrogen Free | Yes           |                 |                 |                 |                 |
|        | ラックロックシステム               | Yes           |                 |                 |                 |                 |
|        | Class 7 Clean room製造     | Yes           |                 |                 |                 |                 |
|        | 使用可能最低温度                 | 液体窒素気相        |                 |                 |                 |                 |
|        | 薬品耐性                     | ++/+          |                 |                 |                 |                 |