

アズワン

耐薬保管庫 片開き 515×380×880mm

特徴



別売りのストッパーを取り付けることで、収納時の瓶の転倒を防止します。

薬品を安全に保管できるキャビネットです。

清潔感のある構造です。

観音開きで収納が容易です。

実験室内の整理整頓に役立ちます。

シリーズ共通仕様

材質	スチール(粉体塗装)	棚受穴ピッチ	30mm
----	------------	--------	------

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	1-8317-13	耐薬保管庫 片開き 515×380×880mm	N-230R・OW	1個	33,700円 5,000円	
	1-8317-12	耐薬保管庫 観音開き 880×380×880mm	N-330R・OW	1個	44,900円 5,000円	
	1-8317-11	耐薬保管庫 観音開き 880×380×1790mm	N-360R・OW	1個	72,900円 5,000円	