



アズワン

1-8564-03 メスフラスコ 白 20mL

[AS ONE Corporation] Volumetric Flask White 20mL



アズワン品番	1-8564-03
JANコード	4571110704974
入り数	1個
標準価格	-円



特徴

- JIS R 3505 クラスA準拠
- JISマーク・Aマーク表記有り
- 液体の正確な計量に適した容器です。
- 読み取りやすい白印字です。
- コンパクトで持ちやすい形状です。
- 標準として多く利用されています。

仕様

- 材質: 硼珪酸ガラス-1
- JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
- 容量精度・ロットNo本体表記
- トレーサビリティ・検査成績書対応可
- 全高: 110mm
- 普通摺合

容量:20mL

色:白

体積許容誤差:±0.04mL

栓サイズ(TS):9

ボール外径: φ 35mm

※特注対応可

荷姿サイズ:135×40×45mm 0.05kg [\[荷姿サイズについて\]](#)

RoHS2 (EU) 2015/863 対応 [\[RoHSについて\]](#)