

アズワン

1-8564-08 メスフラスコ 白 250mL

[AS ONE Corporation] Volumetric Flask White 250mL



アズワン品番	1-8564-08
JANコード	4571110705025
入り数	1個
標準価格	-円



特徴

JIS R 3505 クラスA準拠

JISマーク・Aマーク表記有り

液体の正確な計量に適した容器です。

読み取りやすい白印字です。

コンパクトで持ちやすい形状です。

標準として多く利用されています。

仕様

材質: 硼珪酸ガラス-1

JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)

容量精度・ロットNo本体表記

トレーサビリティ・検査成績書対応可

全高: 231mm

普通摺合

容量: 250mL

色:白

体積許容誤差:±0.15mL

栓サイズ(TS):16

ボール外径:φ81mm

※特注対応可

荷姿サイズ:100×250×95mm 0.20kg [\[荷姿サイズについて\]](#)

RoHS2 (EU) 2015/863 対応 [\[RoHSについて\]](#)