

アズワン

## メスフラスコ 白 500mL

### 特徴



JIS R 3505 クラスA準拠

JISマーク・Aマーク表記有り

液体の正確な計量に適した容器です。

読み取りやすい白印字です。

コンパクトで持ちやすい形状です。

標準として多く利用されています。

### シリーズ共通仕様

| 材質 | 硼珪酸ガラス-1 | 色 | 白 |
|----|----------|---|---|
|----|----------|---|---|

| 商品イメージ | アズワン品番    | 商品名           | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|--------|-----------|---------------|----|------------------------------|----|
|        | 1-8564-01 | メスフラスコ 白 5mL  | 1個 | 2,270円                       |    |
|        | 1-8564-02 | メスフラスコ 白 10mL | 1個 | 2,270円                       |    |
|        | 1-8564-03 | メスフラスコ 白 20mL | 1個 | 2,270円                       |    |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番    | 商品名             | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----|------------------------------|----|
|    | 1-8564-04 | メスフラスコ 白 25mL   | 1個 | 2,270円                       |    |
|    | 1-8564-05 | メスフラスコ 白 50mL   | 1個 | 2,270円                       |    |
|    | 1-8564-06 | メスフラスコ 白 100mL  | 1個 | 2,560円                       |    |
|    | 1-8564-07 | メスフラスコ 白 200mL  | 1個 | 3,250円                       |    |
|  | 1-8564-08 | メスフラスコ 白 250mL  | 1個 | 3,890円                       |    |
|  | 1-8564-09 | メスフラスコ 白 500mL  | 1個 | 4,310円                       |    |
|  | 1-8564-10 | メスフラスコ 白 1000mL | 1個 | 5,330円                       |    |
|  | 1-8564-11 | メスフラスコ 白 2000mL | 1個 | 10,200円                      |    |