

アズワン

メスフラスコ 白 2000mL

特徴

JIS R 3505 クラスA準拠

JISマーク・Aマーク表記有り

液体の正確な計量に適した容器です。

読み取りやすい白印字です。

コンパクトで持ちやすい形状です。

標準として多く利用されています。



シリーズ共通仕様

材質	硼珪酸ガラス-1	色	白
----	----------	---	---

商品イメージ	アズワン品番	商品名	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	1-8564-01	メスフラスコ 白 5mL	1個	2,270円	
	1-8564-02	メスフラスコ 白 10mL	1個	2,270円	
	1-8564-03	メスフラスコ 白 20mL	1個	2,270円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	1-8564-04	メスフラスコ 白 25mL	1個	2,270円	
	1-8564-05	メスフラスコ 白 50mL	1個	2,270円	
	1-8564-06	メスフラスコ 白 100mL	1個	2,560円	
	1-8564-07	メスフラスコ 白 200mL	1個	3,250円	
	1-8564-08	メスフラスコ 白 250mL	1個	3,890円	
	1-8564-09	メスフラスコ 白 500mL	1個	4,310円	
	1-8564-10	メスフラスコ 白 1000mL	1個	5,330円	
	1-8564-11	メスフラスコ 白 2000mL	1個	10,200円	