

AXEL

アズワン

1-8564-23 メスフラスコ 茶 20mL

[AS ONE Corporation] Volumetric Flask Brown 20mL



アズワン品番	1-8564-23
JANコード	4571110705087
入り数	1個
標準価格	-円



特徴

外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。

液体の正確な計量に適した容器です。

読み取りやすい白印字です。

コンパクトで持ちやすい形状です。

標準として多く利用されています。

仕様

材質: 硼珪酸ガラス-1

JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)

容量精度・ロットNo本体表記

トレーサビリティ・検査成績書対応可

全高: 110mm

普通摺合

容量:20mL

色:茶

体積許容誤差:±0.04mL

栓サイズ(TS):9

ボール外径:φ35mm

※特注対応可

※ケース単位で購入ご希望の場合は、10個単位でご注文ください(ケースサイズ:230×90×15)

荷姿サイズ:135×40×45mm 0.05kg [\[荷姿サイズについて\]](#)

RoHS2 (EU) 2015/863 対応 [\[RoHSについて\]](#)