

アズワン

メスフラスコ 茶 50mL

特徴



外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。

液体の正確な計量に適した容器です。

読み取りやすい白印字です。

コンパクトで持ちやすい形状です。

標準として多く利用されています。

シリーズ共通仕様

| 材質 | 硼珪酸ガラス-1 | 色 | 茶 |
|----|----------|---|---|
|----|----------|---|---|

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番    | 商品名           | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----|------------------------------|----|
|  | 1-8564-21 | メスフラスコ 茶 5mL  | 1個 | 3,390円                       |    |
|  | 1-8564-22 | メスフラスコ 茶 10mL | 1個 | 3,390円                       |    |
|  | 1-8564-23 | メスフラスコ 茶 20mL | 1個 | 3,630円                       |    |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番                    | 商品名             | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----|------------------------------|----|
|    | <a href="#">1-8564-24</a> | メスフラスコ 茶 25mL   | 1個 | 3,630円                       |    |
|    | <a href="#">1-8564-25</a> | メスフラスコ 茶 50mL   | 1個 | 3,770円                       |    |
|    | <a href="#">1-8564-26</a> | メスフラスコ 茶 100mL  | 1個 | 4,120円                       |    |
|    | <a href="#">1-8564-27</a> | メスフラスコ 茶 200mL  | 1個 | 5,570円                       |    |
|  | <a href="#">1-8564-28</a> | メスフラスコ 茶 250mL  | 1個 | 5,810円                       |    |
|  | <a href="#">1-8564-29</a> | メスフラスコ 茶 500mL  | 1個 | 7,510円                       |    |
|  | <a href="#">1-8564-30</a> | メスフラスコ 茶 1000mL | 1個 | 8,120円                       |    |
|  | <a href="#">1-8564-31</a> | メスフラスコ 茶 2000mL | 1個 | 13,800円                      |    |