



アズワン

1-8564-27 メスフラスコ 茶 200mL

[AS ONE Corporation] Volumetric Flask Brown 200mL



アズワン品番	1-8564-27
JANコード	4571110705124
入り数	1個
標準価格	-円



特徴

外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。

液体の正確な計量に適した容器です。

読み取りやすい白印字です。

コンパクトで持ちやすい形状です。

標準として多く利用されています。

仕様

材質：硼珪酸ガラス-1

JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)

容量精度・ロットNo本体表記

トレーサビリティ・検査成績書対応可

全高:220mm

普通摺合

容量:200mL

色:茶

体積許容誤差:±0.15mL

栓サイズ(TS):16

ボール外径: φ 75.5mm

※特注対応可

荷姿サイズ:235×90×80mm 0.18kg [\[荷姿サイズについて\]](#)

RoHS2 (EU) 2015/863 対応 [\[RoHSについて\]](#)