

エッペンドルフ

ピペットチップ(epTIPS) リロード 0.1~2.5mL 48本×10トレイ入


epT.I.P.S.® Reloads



epT.I.P.S.® Reloads, Eppendorf Quality™, 0.25 – 2.5 mL, 赤色, カラーレス, 480 本 (10 トレー × 48 本)
カタログ No. 0030073509



商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	2-4874-02	ピペットチップ(epTIPS) ボックス 0.5~20 µL 96本入	0030 076.141	1ボックス (96本入)	5,900円	
	2-4874-03	ピペットチップ(epTIPS) ボックス 2~200 µL 96本入	0030 076.150	1ボックス (96本入)	5,900円	
	2-4874-04	ピペットチップ(epTIPS) ボックス 20~300µL 96本入	0030 076.168	1ボックス (96本入)	5,900円	
	2-4874-05	ピペットチップ(epTIPS) ボックス 50~1000 µL 96本入	0030 076.176	1ボックス (96本入)	5,900円	
	2-4877-11	ピペットチップ(epTIPS) シングル 2~200 µL 100本入	0030010043	1箱(10 0本入)	6,000円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	2-4877-12	ピペットチップ(epTIPS) シングル 50~1000 μ L 100本入	0030010060	1箱(100本入)	6,000円	
	2-4874-01	ピペットチップ(epTIPS) ボックス 0.1~10 μ L 96本入	0030 076.125	1ボックス(96本入)	6,800円	
	2-4874-06	ピペットチップ(epTIPS) ボックス 50~1250 μ L 96本入	0030 076.184	1ボックス(96本入)	6,800円	
	2-4874-08	ピペットチップ(epTIPS) ボックス 100~5000 μ L 24本入	0030 076.214	1ボックス(24本入)	7,100円	
	2-4874-07	ピペットチップ(epTIPS) ボックス 100~2500 μ L 48本入	0030 076.206	1ボックス(48本入)	7,900円	
	2-4876-03	ピペットチップ(epTIPS) スタンダード 2~200 μ L 500本/袋×2袋	0030 000.870	1箱(500本×2袋入)	8,000円	
	2-4876-04	ピペットチップ(epTIPS) スタンダード 20~300 μ L 500本/袋×2袋	0030 000.897	1箱(500本×2袋入)	8,000円	
	2-4876-05	ピペットチップ(epTIPS) スタンダード 50~1000 μ L 500本/袋×2袋	0030 000.919	1箱(500本×2袋入)	8,000円	
	2-4876-07	ピペットチップ(epTIPS) スタンダード 100~2500 μ L 100本/袋×5袋	0030 000.951	1箱(100本×5袋入)	9,400円	
	2-4878-05	ピペットチップ(epTIPS) ラック 100~2500 μ L 48本/箱×5箱	0030 075.285	1箱(48本×5ラック入)	9,400円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	2-4875-17	ピペットチップ(epTIPS) リ ロード 0.1～2.5mL 48本× 10トレイ入	0030073517	1箱(48本 ×10トレ ー入)	10,300円	
	2-4878-02	ピペットチップ(epTIPS) ラ ック 2～200μL 96本/箱× 5箱	0030 075.234	1箱(96 本×5ラッ ク入)	10,500円	
	2-4878-03	ピペットチップ(epTIPS) ラ ック 20～300μL 96本/箱 ×5箱	0030 075.242	1箱(96 本×5ラッ ク入)	10,500円	
	2-4878-04	ピペットチップ(epTIPS) ラ ック 50～1000μL 96本/ 箱×5箱	0030 075.250	1箱(96 本×5ラッ ク入)	10,500円	
	2-4873-07	ピペットチップ(epTIPS) セ ット 0.1～2.5mL (48本/ト レイ×5+ケース(空箱))	0030076362	1箱(48 本×5トレ イ入)	10,600円	
	2-4873-03	ピペットチップ(epTIPS) セ ット 2～200μL (96本/ト レイ×5+ケース(空箱))	0030 076.320	1箱(96 本×5トレ イ入)	10,800円	
	2-4873-04	ピペットチップ(epTIPS) セ ット 20～300μL (96本/ トレイ×5+ケース(空箱))	0030 076.338	1箱(96 本×5トレ イ入)	10,800円	
	2-4876-08	ピペットチップ(epTIPS) ス タンダード 100～5000μL 100本/袋×5袋	0030 000.978	1箱(10 0本×5袋 入)	10,900円	
	2-4876-09	ピペットチップ(epTIPS) ス タンダード 500～10000 μL(全長165mm) 100本/ 袋×2袋	0030 000.765	1箱(10 0本×2袋 入)	11,200円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	2-4878-01	ピペットチップ(epTIPS) ラック 0.1~20 µL 96本/箱×5箱	0030 075.226	1箱(96本) ×5ラック入)	11,300円	
	2-4873-05	ピペットチップ(epTIPS) セット 50~1000 µL (96本/トレイ×5+ケース(空箱))	0030 076.346	1箱(96本×5トレイ入)	11,500円	
	2-4873-01	ピペットチップ(epTIPS) セット 0.1~10 µL (96本/トレイ×5+ケース(空箱))	0030 076.290	1箱(96本×5トレイ入)	12,300円	
	2-4875-13	ピペットチップ(epTIPS) リロード 2~200 µL 96本×10トレイ入	0030073436	1箱(96本×10トレイ入)	12,400円	
	2-4875-14	ピペットチップ(epTIPS) リロード 20~300 µL 96本×10トレイ入	0030073452	1箱(96本×10トレイ入)	12,400円	
	2-4875-15	ピペットチップ(epTIPS) リロード 50~1000 µL 96本×10トレイ入	0030073479	1箱(96本×10トレイ入)	12,400円	
	2-4876-02	ピペットチップ(epTIPS) スタンダード 0.5~20 µL 500本/袋×2袋	0030 000.854	1箱(500本×2袋入)	12,400円	
	2-4878-06	ピペットチップ(epTIPS) ラック 500~10000 µL 24本/箱×5箱	0030 075.315	1箱(24本×5ラック入)	12,600円	
	2-4875-12	ピペットチップ(epTIPS) リロード 0.5~20 µL 96本×10トレイ入	0030073410	1箱(96本×10トレイ入)	13,000円	
	2-4876-01	ピペットチップ(epTIPS) スタンダード 0.1~10 µL 500本/袋×2袋	0030 000.811	1箱(500本×2袋入)	13,000円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	2-4876-06	ピペットチップ(epTIPS) スタンダード 50~1250 μ L 500本/袋×2袋	0030 000.935	1箱(500本×2袋入)	13,600円	
	2-4875-11	ピペットチップ(epTIPS) リロード 0.1~10 μ L 96本×10トレイ入	0030073371	1箱(96本×10トレイ入)	14,400円	
	2-4875-16	ピペットチップ(epTIPS) リロード 50~1250 μ L 96本×10トレイ入	0030073495	1箱(96本×10トレイ入)	15,000円	
	2-4873-06	ピペットチップ(epTIPS) セット 50~1250 μ L (96本/トレイ×5+ケース(空箱))	0030076354	1箱(96本×5トレイ入)	15,100円	
	2-4876-10	ピペットチップ(epTIPS) スタンダード 500~10000 μ L (全長243mm) 100本/袋×2袋	0030 000.781	1箱(100本×2袋入)	16,000円	
	2-4877-01	ピペットチップ(epTIPS) シングル 2~200 μ L 100本入	0030 010.043	1箱(100本入)	4,800円	
	2-4877-02	ピペットチップ(epTIPS) シングル 50~1000 μ L 100本入	0030 010.051	1箱(100本入)	4,800円	
	2-4873-02	ピペットチップ(epTIPS) セット 0.5~20 μ L (96本/トレイ×5+ケース(空箱))	0030 073.240	1箱(96本×5トレイ入)	9,000円	
	2-4875-07	ピペットチップ(epTIPS) リロード 250~2500 μ L 48本/トレイ×10	0030 073.509	1箱(48本×10トレイ入)	9,000円	
	2-4875-05	ピペットチップ(epTIPS) リロード 50~1000 μ L 96本/トレイ×10	0030 073.460	1箱(96本×10トレイ入)	9,900円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	2-4875-03	ピペットチップ(epTIPS) リ ード 2~200 μ L 96本/トレ ー×10	0030 073.428	1箱(96本 ×10トレ イ入)	10,100円	
	2-4875-02	ピペットチップ(epTIPS) リ ード 0.5~20 μ L 96本/ トレー×10	0030 073.401	1箱(96 本×10ト レイ入)	10,400円	
	2-4875-04	ピペットチップ(epTIPS) リ ード 20~300 μ L 96本/ト レー×10	0030 073.444	1箱(96 本×10ト レイ入)	10,800円	
	2-4875-06	ピペットチップ(epTIPS) リ ード 50~1250 μ L 96本 /トレー×10	0030 073.487	1箱(96 本×10ト レイ入)	12,000円	
	2-4875-01	ピペットチップ(epTIPS) リ ード 0.1~10 μ L 96本/ トレー×10	0030 073.363	1箱(96 本×10ト レイ入)	12,600円	