

Terragene

## 4-1663-01 [取扱停止] 蒸気滅菌インジケーター 121～135℃ 1袋(200枚入) IT26-1YS


[Terragene] steam Sterilized Indicator 121 to 135 ° C



|        |               |
|--------|---------------|
| アズワン品番 | 4-1663-01     |
| JANコード | 4589638373411 |
| 型番     | IT26-1YS      |
| 入り数    | 1袋(200枚入)     |

標準価格 -円

取扱停止



### 特徴

蒸気滅菌が適切に完了したかを確認できるインジケーターです。

### 仕様

変色条件(SV):121℃／16.5分、132℃／2分、135℃／1.2分

幅×長さ(mm):23×72

入数:1袋(200枚入)

変色:黄色→黒色

国際規格タイプ:ISO11140-1 type 5

※保存条件:10～30℃、湿度RH30～80%(直射日光の当たらない場所)

※使用期限:製造後5年

荷姿サイズ:225×145×10mm [\[荷姿サイズについて\]](#)