



Terragene

蒸気滅菌インジケーター 121～135℃ 1袋(200枚入)

特徴

蒸気滅菌が適切に完了したかを確認できるインジケーターです。



シリーズ共通仕様

|           |           |           |                                 |
|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 幅×長さ(mm)  | 23×72     | 入数        | 1袋(200枚入)                       |
| 変色        | 黄色→<br>黒色 | ※保存<br>条件 | 10～30℃、湿度RH30～80%(直射日光の当たらない場所) |
| ※使用<br>期限 | 製造後<br>5年 |           |                                 |

| 商品イメージ | アズワン品番    | 商品名                            | 型番       | 入数        | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|--------|-----------|--------------------------------|----------|-----------|------------------------------|----|
|        | 4-1663-01 | 蒸気滅菌インジケーター 121～135℃ 1袋(200枚入) | IT26-1YS | 1袋(200枚入) | 2,400円                       |    |
|        | 4-1665-01 | 蒸気滅菌インジケーター 134℃・3分 1袋(200枚入)  | IT27-3YS | 1袋(200枚入) | 2,400円                       |    |