



アズワン

5-059-01-99 パッククリーン 120mL【サンプル】

[AS ONE Corporation]



アズワン品番 5-059-01-99

入り数 1本／箱

標準価格 -円



- サンプル品のお申込みは、お1人様1点に限らせて頂きます。
- サンプル品は送料無料です。
- サンプル品のお届けは、通常の商品よりも1～3日遅くなる場合がございます。
- サンプルをお申し込みいただいた方には、後日メールにてサンプルの使用感等をご確認させていただく場合があります。

特徴

- 密閉性・耐薬品性に優れています。
- 個別密閉できる便利な容器です。
- 軽くて扱いやすく衛生的です。
- 試料や検体の一時保存に最適です。
- 現場作業の効率化に役立ちます。

仕様

容量(mL):120

内径(φmm)(上部／下部):57/52

フタ外径×本体下径×全高(mm): $\phi 65.7 \times \phi 57 \times 74.5$

入数: 1本

材質: 本体・フタ／PP(ポリプロピレン)、中フタ／LDPE(低密度ポリエチレン)

荷姿サイズ: 70×70×75mm [\[荷姿サイズについて\]](#)