

AXEL

アズワン

5-059-01 パッククリーン 120mL 200入

[AS ONE Corporation] Pack Clean 120mL 200 Pcs



アズワン品番	5-059-01
JANコード	4580110240290
入り数	1箱(200個入)
標準価格	-円



特徴

- 密閉性・耐薬品性に優れています。
- 個別密閉できる便利な容器です。
- 軽くて扱いやすく衛生的です。
- 試料や検体の一時保存に最適です。
- 現場作業の効率化に役立ちます。

仕様

- 容量(mL): 120
- 内径(φmm)(上部/下部): 57/52
- フタ外径×本体下径×全高(mm): φ65.7×φ57×74.5
- 入数: 1ケース(200個入)
- 材質: 本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
- 荷姿サイズ: 540×415×405mm 8.65kg [\[荷姿サイズについて\]](#)
- RoHS2 (EU) 2015/863 対応 [\[RoHSについて\]](#)