

# AXEL

アズワン

## パッククリーン 250mL

### 特徴

- 密閉性・耐薬品性に優れています。
- 個別密閉できる便利な容器です。
- 軽くて扱いやすく衛生的です。
- 試料や検体の一時保存に最適です。
- 現場作業の効率化に役立ちます。



### シリーズ共通仕様

材質	本体・フタ／PP(ポリプロピレン)、中フタ／LDPE(低密度ポリエチレン)
----	---------------------------------------

商品イメージ	アズワン品番	商品名	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	------------------------------	----



5-059-01-99 パッククリーン 120mL 1本／箱 0円



5-059-02-99 パッククリーン 250mL 1本／箱 0円



5-059-03-99 パッククリーン 600mL 1個／箱 0円

商品イメージ	アズワン品番	商品名	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	------------------------------	----



5-059-04-99 パッククリーン 1000mL 1個/箱 0円



5-059-05-99 パッククリーン 400mL 1個/箱 0円