



アズワン

5-059-02 パッククリーン 250mL 120入

[AS ONE Corporation] Pack Clean 250mL 120 Pcs



アズワン品番	5-059-02
JANコード	4580110240306
入り数	1箱(120個入)
標準価格	-円



特徴

- 密閉性・耐薬品性に優れています。
- 個別密閉できる便利な容器です。
- 軽くて扱いやすく衛生的です。
- 試料や検体の一時保存に最適です。
- 現場作業の効率化に役立ちます。

仕様

- 容量(mL): 250
- 内径(φmm)(上部／下部): 66/62
- フタ外径×本体下径×全高(mm): φ75.4×φ65.5×94.6
- 入数: 1ケース(120個入)
- 材質: 本体・フタ／PP(ポリプロピレン)、中フタ／LDPE(低密度ポリエチレン)
- 荷姿サイズ: 400×465×405mm 6.30kg [\[荷姿サイズについて\]](#)
- RoHS2 (EU) 2015/863 対応 [\[RoHSについて\]](#)