

アズワン

## 5-059-03 パッククリーン 600mL 80入

[AS ONE Corporation] Pack Clean 600mL 80 Pcs



アズワン品番	5-059-03
JANコード	4580110240313
入り数	1箱(80個入)
標準価格	-円



### 特徴

- 密閉性・耐薬品性に優れています。
- 個別密閉できる便利な容器です。
- 軽くて扱いやすく衛生的です。
- 試料や検体の一時保存に最適です。
- 現場作業の効率化に役立ちます。

### 仕様

- 容量(mL):600
- 内径(φmm)(上部/下部):88/84
- フタ外径×本体下径×全高(mm):φ99.2×φ88×125.6
- 入数:1ケース(80個入)
- 材質:本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
- 荷姿サイズ:675×550×450mm 9.95kg [\[荷姿サイズについて\]](#)