

アズワン

5-059-04 パッククリーン 1000mL 50入

[AS ONE Corporation] Pack Clean 1000mL 50 Pcs



アズワン品番	5-059-04
JANコード	4580110240320
入り数	1箱(50個入)
標準価格	-円



特徴

- 密閉性・耐薬品性に優れています。
- 個別密閉できる便利な容器です。
- 軽くて扱いやすく衛生的です。
- 試料や検体の一時保存に最適です。
- 現場作業の効率化に役立ちます。

仕様

- 容量(mL): 1000
- 内径(φmm)(上部/下部): 88/80
- フタ外径×本体下径×全高(mm): φ99.2×φ85×212.6
- 入数: 1ケース(50個入)
- 材質: 本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
- 荷姿サイズ: 580×525×460mm 8.90kg [\[荷姿サイズについて\]](#)