

アズワン

パッキクリーン 400mL

特徴



密閉性・耐薬品性に優れています。
個別密閉できる便利な容器です。
軽くて扱いやすく衛生的です。
試料や検体の一時保存に最適です。
現場作業の効率化に役立ちます。

シリーズ共通仕様

材質	本体・フタ／PP(ポリプロピレン)、中フタ／LDPE(低密度ポリエチレン)
----	---------------------------------------

商品イメージ	アズワン品番	商品名	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	------------------------------	----



5-059-01-99 パッキクリーン 120mL 1本／箱 0円



5-059-02-99 パッキクリーン 250mL 1本／箱 0円



5-059-03-99 パッキクリーン 600mL 1個／箱 0円

商品イメージ	アズワン品番	商品名	入数	標準価格	備考
				(税抜)	
				定額送料 (税抜)	



5-059-04-99 パッククリーン 1000mL 1個／箱 0円



5-059-05-99 パッククリーン 400mL 1個／箱 0円