

AXEL

アズワン

5-059-05 パッククリーン 400mL(100個入)

[AS ONE Corporation] Pack Clean 400mL (100 Pcs)



アズワン品番	5-059-05
JANコード	4580110240337
入り数	1箱(100個入)
標準価格	-円



特徴

- 密閉性・耐薬品性に優れています。
- 個別密閉できる便利な容器です。
- 軽くて扱いやすく衛生的です。
- 試料や検体の一時保存に最適です。
- 現場作業の効率化に役立ちます。

仕様

- 容量(mL):400
- 内径(φmm)(上部／下部):88/82
- フタ外径×本体下径×全高(mm):φ99.2×φ85×95.6
- 入数:1ケース(100個入)
- 材質:本体・フタ／PP(ポリプロピレン)、中フタ／LDPE(低密度ポリエチレン)
- 荷姿サイズ:590×520×410mm 8.85kg [\[荷姿サイズについて\]](#)
- RoHS2 (EU) 2015/863 対応 [\[RoHSについて\]](#)