

# AXEL

アズワン

## パッククリーン 400mL(100個入)

### 特徴



- 密閉性・耐薬品性に優れています。
- 個別密閉できる便利な容器です。
- 軽くて扱いやすく衛生的です。
- 試料や検体の一時保存に最適です。
- 現場作業の効率化に役立ちます。

### シリーズ共通仕様

材質	本体・フタ／PP(ポリプロピレン)、中フタ／LDPE(低密度ポリエチレン)
----	---------------------------------------

商品イメージ	アズワン品番	商品名	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	5-059-02	パッククリーン 250mL 120入	1箱(120個入)	20,700円	
	5-059-05	パッククリーン 400mL(100個入)	1箱(100個入)	20,700円	
	5-059-03	パッククリーン 600mL 80入	1箱(80個入)	21,900円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	5-059-04	パッククリーン 1000mL 50入	1箱(50個入)	22,600円	
	5-059-01	パッククリーン 120mL 200入	1箱(200個入)	27,600円	