

高田ベッド

エレガード 幅65×長さ170×高さ55cm 抹茶

特徴

激しい施術でも安心感を与える転落防止ワイドレザーガード1本付き。

ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01(アズワン品番:62-8625-28)1本付き。

床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。



参考画像

シリーズ共通仕様

重量	41kg	クッション厚	3cm
耐荷重	約300kg		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	60-1908-35	エレガード 幅65×長さ170×高さ55cm 白	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
	60-1908-36	エレガード 幅65×長さ170×高さ55cm アイボリー	TB-451	1個	151,250円 3,600円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 多角図表	60-1908-37	エレガード 幅65×長さ170×高さ55cm 黒	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図表	60-1908-38	エレガード 幅65×長さ170×高さ55cm 茶	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図表	60-1908-39	エレガード 幅65×長さ170×高さ55cm ライトグリーン	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図表	60-1908-40	エレガード 幅65×長さ170×高さ55cm ライトブルー	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図表	60-1908-41	エレガード 幅65×長さ170×高さ55cm ピンク	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図表	60-1908-42	エレガード 幅65×長さ170×高さ55cm イエロー	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図表	60-1908-43	エレガード 幅65×長さ170×高さ55cm グレー	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図表	60-1908-44	エレガード 幅65×長さ170×高さ55cm オレンジ	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図表	60-1908-45	エレガード 幅65×長さ170×高さ55cm 抹茶	TB-451	1個	151,250円 3,600円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 多角図像	60-1908-46	エレガード 幅65×長さ170×高さ55cm スカイブルー	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図像	60-1908-47	エレガード 幅65×長さ170×高さ55cm クリーム	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図像	60-1908-48	エレガード 幅65×長さ170×高さ55cm メディブルー	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図像	60-1908-49	エレガード 幅65×長さ170×高さ55cm メディグリーン	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図像	60-1908-50	エレガード 幅65×長さ170×高さ55cm ライムグリーン	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図像	60-1908-51	エレガード 幅65×長さ170×高さ55cm ライトブラウン	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図像	60-1908-52	エレガード 幅65×長さ170×高さ55cm レッド	TB-451	1個	151,250円 3,600円	