



高田ベッド

エレガード 幅65×長さ170×高さ65cm ライトブラウン

特徴

激しい施術でも安心感を与える転落防止ワイドレザーガード1本付き。

ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01(アズワン品番:62-8625-28)1本付き。

床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。



参考画像

シリーズ共通仕様

重量	41kg	クッション厚	3cm
耐荷重	約300kg		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	60-1908-71	エレガード 幅65×長さ170×高さ65cm 白	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
	60-1908-72	エレガード 幅65×長さ170×高さ65cm アイボリー	TB-451	1個	151,250円 3,600円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 多角図法	60-1908-73	エレガード 幅65×長さ170×高さ65cm 黒	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図法	60-1908-74	エレガード 幅65×長さ170×高さ65cm 茶	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図法	60-1908-75	エレガード 幅65×長さ170×高さ65cm ライトグリーン	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図法	60-1908-76	エレガード 幅65×長さ170×高さ65cm ライトブルー	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図法	60-1908-77	エレガード 幅65×長さ170×高さ65cm ピンク	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図法	60-1908-78	エレガード 幅65×長さ170×高さ65cm イエロー	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図法	60-1908-79	エレガード 幅65×長さ170×高さ65cm グレー	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図法	60-1908-80	エレガード 幅65×長さ170×高さ65cm オレンジ	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 多角図法	60-1908-81	エレガード 幅65×長さ170×高さ65cm 抹茶	TB-451	1個	151,250円 3,600円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 ※写真イメージ	60-1908-82	エレガード 幅65×長さ170×高さ65cm スカイブルー	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 ※写真イメージ	60-1908-83	エレガード 幅65×長さ170×高さ65cm クリーム	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 ※写真イメージ	60-1908-84	エレガード 幅65×長さ170×高さ65cm メディブルー	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 ※写真イメージ	60-1908-85	エレガード 幅65×長さ170×高さ65cm メディグリーン	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 ※写真イメージ	60-1908-86	エレガード 幅65×長さ170×高さ65cm ライムグリーン	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 ※写真イメージ	60-1908-87	エレガード 幅65×長さ170×高さ65cm ライトブラウン	TB-451	1個	151,250円 3,600円	
 ※写真イメージ	60-1908-88	エレガード 幅65×長さ170×高さ65cm レッド	TB-451	1個	151,250円 3,600円	