

AXEL

メディカルウェア(トンボ)

チュニック(ホワイト)

特徴

顔周りをすっきりと見せるスタンドカラーと、衿元の美しいラインがポイント。

清潔感のあるホワイトに映えるネイビーの切替えがスタイリッシュなデザインです。

※受注生産になります。



シリーズ共通仕様

色	ホワイト
---	------

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	61-8564-80	チュニック(ホワイト)	CM027-01 BL	1枚	8,200円	
	61-8564-81	チュニック(ホワイト)	CM027-01 BLL	1枚	8,200円	
	8-8466-01	チュニック(ホワイト)	CM027-01 S	1枚	8,200円	
	8-8466-02	チュニック(ホワイト)	CM027-01 M	1枚	8,200円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	8-8466-03	チュニック(ホワイト)	CM027-01 L	1枚	8,200円	
	8-8466-04	チュニック(ホワイト)	CM027-01 LL	1枚	8,200円	
	8-8466-05	チュニック(ホワイト)	CM027-01 3L	1枚	8,200円	