

メディカルウェア(トンボ)

## 61-8564-82 チュニック(ホワイト) CM028-01 S



|        |               |
|--------|---------------|
| アズワン品番 | 61-8564-82    |
| JANコード | 4531472303130 |
| 型番     | CM028-01 S    |
| 入り数    | 1枚            |
| 標準価格   | -円            |



### 特徴

パイピングがスタンドカラーに映え、知的な印象に。

安心感のある長めの着丈と、Aラインを描く美しいシルエットが魅力のデザインです。

### 仕様

レディース

素材:ポリエステル100%[スターフィットR-LT防縮ニット]

サイズ:S

色:ホワイト

胸囲(cm):90

身丈(cm):68

袖丈(cm):20

肩幅(cm):37

荷姿サイズ:280×360×30mm 0.30kg [\[荷姿サイズについて\]](#)