



メディカルウエア(トンボ)

チュニック(ホワイト)

特徴



パイピングがスタンドカラーに映え、知的な印象に。
安心感のある長めの着丈と、Aラインを描く美しいシルエット
が魅力のデザインです。

シリーズ共通仕様

素材	ポリエステル100%[スターフィットR-LT防縮ニット]	色	ホワイト
----	------------------------------	---	------

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	61-8564-82	チュニック(ホワイト)	CM028-01 S	1枚	8,000円	
	61-8564-83	チュニック(ホワイト)	CM028-01 M	1枚	8,000円	
	61-8564-84	チュニック(ホワイト)	CM028-01 L	1枚	8,000円	
	61-8564-85	チュニック(ホワイト)	CM028-01 LL	1枚	8,000円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	61-8564-86	チュニック(ホワイト)	CM028-01 3L	1枚	8,000円	
	61-8564-87	チュニック(ホワイト)	CM028-01 BL	1枚	8,000円	
	61-8564-88	チュニック(ホワイト)	CM028-01 BLL	1枚	8,000円	