

メディカルウエア(トンボ)

## 61-8564-89 チュニック(ホワイト) CM031-01 S



|        |               |
|--------|---------------|
| アズワン品番 | 61-8564-89    |
| JANコード | 4549147561594 |
| 型番     | CM031-01 S    |
| 入り数    | 1枚            |
| 標準価格   | -円            |



### 特徴

シャープな切替えと衿元の配色の組み合わせで凛とした印象に。

前屈みになった際の窮屈感を解消する衿先のカッティングが魅力のデザインです。

### 仕様

レディス

素材:ポリエステル100%[スターフィットR-LT防縮ニット]

サイズ:S

色:ホワイト

胸囲(cm):90

身丈(cm):66

袖丈(cm):20

肩幅(cm):37

荷姿サイズ:280×360×30mm 0.30kg [\[荷姿サイズについて\]](#)