



メディカルウエア(トンボ)

チュニック(ホワイト)

特徴



シャープな切替えと衿元の配色の組み合わせで凛とした印象に。
前屈みになった際の窮屈感を解消する衿先のカッティングが魅力のデザインです。

シリーズ共通仕様

素材	ポリエステル100%[スターフィットR-LT防縮ニット]
----	------------------------------

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	61-8564-89	チュニック(ホワイト)	CM031-01 S	1枚	8,200円	
	61-8564-90	チュニック(ホワイト)	CM031-01 M	1枚	8,200円	
	61-8564-91	チュニック(ホワイト)	CM031-01 L	1枚	8,200円	
	61-8564-92	チュニック(ホワイト)	CM031-01 LL	1枚	8,200円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格	備考
					(税抜) 定額送料 (税抜)	
	61-8564-93	チュニック(ホワイト)	CM031-01 3L	1枚	8,200円	
	61-8564-94	チュニック(ホワイト)	CM031-01 BL	1枚	8,200円	
	61-8564-95	チュニック(ホワイト)	CM031-01 BLL	1枚	8,200円	
	61-8564-96	チュニック(ネイビー)	CM031-88 S	1枚	8,200円	
	61-8564-97	チュニック(ネイビー)	CM031-88 M	1枚	8,200円	
	61-8564-98	チュニック(ネイビー)	CM031-88 L	1枚	8,200円	
	61-8564-99	チュニック(ネイビー)	CM031-88 LL	1枚	8,200円	
	61-8565-01	チュニック(ネイビー)	CM031-88 3L	1枚	8,200円	
	61-8565-02	チュニック(ネイビー)	CM031-88 BL	1枚	8,200円	
	61-8565-03	チュニック(ネイビー)	CM031-88 BLL	1枚	8,200円	