

AXEL

メディカルウエア(トンボ)

61-8564-94 チュニック(ホワイト) CM031-01 BL



アズワン品番	61-8564-94
JANコード	4549147561693
型番	CM031-01 BL
入り数	1枚
標準価格	-円



特徴

シャープな切替えと衿元の配色の組み合わせで凛とした印象に。

前屈みになった際の窮屈感を解消する衿先のカッティングが魅力のデザインです。

※受注生産になります。

仕様

レディース

素材:ポリエステル100%[スターフィットR-LT防縮ニット]

サイズ:BL

色:ホワイト

胸囲(cm):114

身丈(cm):70

袖丈(cm):24

肩幅(cm):40

荷姿サイズ:280×360×30mm 0.30kg [\[荷姿サイズについて\]](#)