



ADVANTEC

DISMIC 25CS020AS 1箱(50個入)

特徴

少量水溶液、蛋白溶液などの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。

水系液体の濾過に使用。

蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、粒子除去に使用。



シリーズ共通仕様

|              |                             |         |           |
|--------------|-----------------------------|---------|-----------|
| メンブレンフィルター材質 | セルロースアセテート                  | ハウジング材質 | アクリルスチロール |
| 有効濾過面積       | 4.0cm <sup>2</sup>          | 最高使用圧力  | 0.51MPa   |
| 最高使用温度       | 45℃                         | 残液量     | 0.1mL以下   |
| IN、OUTの形状    | IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ | 濾過対象液系  | 水系        |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                       | 型番       | 入数       | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------|----------|------------------------------|----|
|  | 63-1237-33 | DISMIC 25CS020AN 1箱(50個入) | 39122121 | 1箱(50個入) | 8,840円                       |    |
|  | 63-1237-37 | DISMIC 25CS045AN 1箱(50個入) | 39122141 | 1箱(50個入) | 8,840円                       |    |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                           | 型番       | 入数         | 標準価格                 | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------|------------|----------------------|----|
|                                                                                     |            |                               |          |            | (税抜)<br>定額送料<br>(税抜) |    |
|    | 63-1237-41 | DISMIC 25CS080AN 1箱(50個入)     | 39122181 | 1箱(50個入)   | 8,840円               |    |
|    | 63-1237-32 | DISMIC 25CS020AS 1箱(50個入)     | 39122120 | 1箱(50個入)   | 11,440円              |    |
|    | 63-1237-36 | DISMIC 25CS045AS 1箱(50個入)     | 39122140 | 1箱(50個入)   | 11,440円              |    |
|    | 63-1237-40 | DISMIC 25CS080AS 1箱(50個入)     | 39122180 | 1箱(50個入)   | 11,440円              |    |
|   | 63-1237-34 | DISMIC 25CS020AN05 1箱(500個入)  | 39122123 | 1箱(500個入)  | 78,520円              |    |
|  | 63-1237-38 | DISMIC 25CS045AN05 1箱(500個入)  | 39122143 | 1箱(500個入)  | 78,520円              |    |
|  | 63-1237-42 | DISMIC 25CS080AN05 1箱(500個入)  | 39122183 | 1箱(500個入)  | 78,520円              |    |
|  | 63-1237-35 | DISMIC 25CS020AN10 1箱(1000個入) | 39122128 | 1箱(1000個入) | 136,240円             |    |
|  | 63-1237-39 | DISMIC 25CS045AN10 1箱(1000個入) | 39122148 | 1箱(1000個入) | 136,240円             |    |
|  | 63-1237-43 | DISMIC 25CS080AN10 1箱(1000個入) | 39122188 | 1箱(1000個入) | 136,240円             |    |