



ADVANTEC

DISMIC 25CS080AS 1箱(50個入)

特徴

少量水溶液の濾過滅菌、蛋白溶液の粒子除去を手軽に行うことができる。

水系液体の濾過に使用。

蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの粒子除去に使用。



シリーズ共通仕様

メンブレンフィルター材質	セルロースアセテート	ハウジング材質	アクリルスチロール
有効濾過面積	4.0cm ²	最高使用圧力	0.51MPa
最高使用温度	45℃	残液量	0.1mL以下
IN、OUTの形状	IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ	濾過対象液系	水系

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	63-1237-33	DISMIC 25CS020AN 1箱(50個入)	39122121	1箱(50個入)	8,840円	
	63-1237-37	DISMIC 25CS045AN 1箱(50個入)	39122141	1箱(50個入)	8,840円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格	備考
					(税抜) 定額送料 (税抜)	
	63-1237-41	DISMIC 25CS080AN 1箱(50個入)	39122181	1箱(50個入)	8,840円	
	63-1237-32	DISMIC 25CS020AS 1箱(50個入)	39122120	1箱(50個入)	11,440円	
	63-1237-36	DISMIC 25CS045AS 1箱(50個入)	39122140	1箱(50個入)	11,440円	
	63-1237-40	DISMIC 25CS080AS 1箱(50個入)	39122180	1箱(50個入)	11,440円	
	63-1237-34	DISMIC 25CS020AN05 1箱(500個入)	39122123	1箱(500個入)	78,520円	
	63-1237-38	DISMIC 25CS045AN05 1箱(500個入)	39122143	1箱(500個入)	78,520円	
	63-1237-42	DISMIC 25CS080AN05 1箱(500個入)	39122183	1箱(500個入)	78,520円	
	63-1237-35	DISMIC 25CS020AN10 1箱(1000個入)	39122128	1箱(1000個入)	136,240円	
	63-1237-39	DISMIC 25CS045AN10 1箱(1000個入)	39122148	1箱(1000個入)	136,240円	
	63-1237-43	DISMIC 25CS080AN10 1箱(1000個入)	39122188	1箱(1000個入)	136,240円	