



ADVANTEC

DISMIC 28CP080AN05 1箱(500個入)

特徴

少量水溶液、蛋白溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。
水系液体の濾過に使用。
蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの粒子除去に使用。



シリーズ共通仕様

メンブレンフィルター材質	セルロースアセテート	ハウジング材質	ポリプロピレン
有効濾過面積	5.1cm ²	最高使用圧力	0.86MPa
最高使用温度	60℃	残液量	0.1mL以下
IN、OUTの形状	IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ	濾過対象液系	水系

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



63-1237-57

DISMIC 28CP020AN 1箱(500個入)

39132221

1箱(500個入)

14,660円

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	63-1237-60	DISMIC 28CP045AN 1箱(50個入)	39132241	1箱(50個入)	14,660円	
	63-1237-64	DISMIC 28CP080AN 1箱(50個入)	39132281	1箱(50個入)	14,660円	
	63-1237-56	DISMIC 28CP020AS 1箱(50個入)	39132220	1箱(50個入)	17,290円	
	63-1237-59	DISMIC 28CP045AS 1箱(50個入)	39132240	1箱(50個入)	17,290円	
	63-1237-63	DISMIC 28CP080AS 1箱(50個入)	39132280	1箱(50個入)	17,290円	
	63-1237-61	DISMIC 28CP045AN05 1箱(500個入)	39132243	1箱(500個入)	141,870円	
	63-1237-65	DISMIC 28CP080AN05 1箱(500個入)	39132283	1箱(500個入)	141,870円	
	63-1237-58	DISMIC 28CP020AN10JS 1箱(1000個入)	39132224	1箱(1000個入)	283,390円	
	63-1237-62	DISMIC 28CP045AN10JS 1箱(1000個入)	39132244	1箱(1000個入)	283,390円	
	63-1237-66	DISMIC 28CP080AN10JS 1箱(1000個入)	39132284	1箱(1000個入)	283,390円	