

タニタ

63-1663-26 [取扱停止]黒球式熱中症指数計 熱中アラーム TT-562-GD

[TANITA corporation] Blackball type heatstroke index meter heat alarm



アズワン品番	63-1663-26
JANコード	4904785556201
型番	TT-562-GD
入り数	1個

標準価格 -円

取扱停止



特徴

- 熱中症予防指針をアラーム音と数値でお知らせ
- 屋内はもちろん、屋外・直射日光の下でも使用可能。
- 熱中症指数計

仕様

- 外形寸法:約幅58×奥36×高108mm
- 質量:約65g
- 使用電池:DC3V(コイン形リチウム電気CR2032×1個)
- 電池寿命目安:約3ヶ月(1日4時間使用時)
- 機能:熱中症指数(WBGT)、周囲温度、湿度
- 付属品:コイン型リチウム電池CR2032×1個(お試し用)、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取付用電池蓋、ヘルメット取付用電池蓋、ネックストラップ、ドライバー付
- コード番号:731332