

東京メディカル

63-1663-50 ペーパーキャップ 1箱(120枚入) PC800

[TOKYO MEDICAL CO., LTD.]



アズワン品番	63-1663-50
JANコード	4969641703106
型番	PC800
入り数	1箱(120枚入)
標準価格	-円

特徴

- ヘルメットの内側にフィットします。
- 現場用アイテムです
- フリーサイズ

仕様

- 色: ホワイト
- 頭部回り: 約58cm
- 材質: パルプ
- 1箱入数: 120枚
- コード番号: 857122
- 荷姿サイズ: 380×195×420mm 1.80kg [\[荷姿サイズについて\]](#)