

AXEL

東京メディカル

63-1663-50 ペーパーキャップ 1箱(120枚入) PC800

[TOKYO MEDICAL CO., LTD.]



アズワン品番	63-1663-50
JANコード	4969641703106
型番	PC800
入り数	1箱(120枚入)
標準価格	-円

特徴

ヘルメットの内側にフィットします。

現場用アイテムです

フリーサイズ

仕様

色:ホワイ

頭部回り:約58cm

材質:パルプ

1箱入数:120枚

コード番号:857122

荷姿サイズ:380×195×420mm 1.80kg [\[荷姿サイズについて\]](#)