



高田ベッド

有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm イエロー×スカイブルー

特徴



参考画像 (有孔タイプ・スカイブルー×ピンク)

シートを2色カラーで分割することで頭足側の位置決め等に
便利です。

ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施
術を実現。

床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルジャスタ
ー付き。

シリーズ共通仕様

フレーム	スチール粉体塗装仕上げ	マット	耐次亜塩素酸
重量	約26kg	耐荷重	約300kg
寸法	65×170×55cm		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 参考画像 (有孔タイプ・スカイブルー×ピンク)	63-9155-35	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm イエロー×白	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (有孔タイプ・スカイブルー×ピンク)	63-9155-36	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm イエロー×アイボリー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (有孔タイプ・スカイブルー×ピンク)	63-9155-37	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm イエロー×黒	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-38	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm イエロー×茶	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-39	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm イエロー×ライトグリーン	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-40	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm イエロー×ライトブルー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-41	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm イエロー×ピンク	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-42	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm イエロー×イエロー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-43	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm イエロー×グレー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-44	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm イエロー×オレンジ	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-45	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm イエロー×抹茶	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-46	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm イエロー×スカイブルー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-47	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm イエロー×クリーム	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-48	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm イエロー×メディブルー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-49	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm イエロー×メディグリーン	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-50	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm イエロー×ライムグリーン	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-51	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm イエロー×ライトブラウン	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-52	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm イエロー×レッド	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	