



高田ベッド

有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm グレー×ライトブラウン

特徴



参考画像 (有孔タイプ・スカイブルー×ピンク)

シートを2色カラーで分割することで頭足側の位置決め等に
便利です。

ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施
術を実現。


床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルジャスタ
ー付き。

シリーズ共通仕様

フレーム	スチール粉体塗装仕上げ	マット	耐次亜塩素酸
重量	約26kg	耐荷重	約300kg
寸法	65×170×55cm		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 参考画像 (有孔タイプ・スカイブルー×ピンク)	63-9155-53	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm グレー×白	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (有孔タイプ・スカイブルー×ピンク)	63-9155-54	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm グレー×アイボリー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (有孔タイプ・スカイブルー×ピンク)	63-9155-55	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm グレー×黒	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-56	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm m グレー×茶	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-57	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm m グレー×ライトグリーン	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-58	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm m グレー×ライトブルー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-59	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm m グレー×ピンク	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-60	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm m グレー×イエロー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-61	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm m グレー×グレー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-62	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm m グレー×オレンジ	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-63	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm m グレー×抹茶	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-64	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm m グレー×スカイブルー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-65	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm m グレー×クリーム	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9155-66	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm m グレー×メディブルー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 参考画像 (商品タイプはスカイブルー×ピンク)	63-9155-67	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm グレー×メディグリーン	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (商品タイプはスカイブルー×ピンク)	63-9155-68	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm グレー×ライムグリーン	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (商品タイプはスカイブルー×ピンク)	63-9155-69	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm グレー×ライトブラウン	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (商品タイプはスカイブルー×ピンク)	63-9155-70	有孔モード 幅65×長さ170×高さ55cm グレー×レッド	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	