



高田ベッド

有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm ピンク×オレンジ

特徴



参考画像 (有孔タイプ・スカイブルー×ピンク)

シートを2色カラーで分割することで頭足側の位置決め等に
便利です。

ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施
術を実現。

床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスタ
ー付き。

シリーズ共通仕様

フレーム	スチール粉体塗装仕上げ	マット	耐次亜塩素酸
重量	約26kg	耐荷重	約300kg
寸法	70×180×40cm		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 参考画像 (有孔タイプ・スカイブルー×ピンク)	63-9236-98	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40c m ピンク×白	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (有孔タイプ・スカイブルー×ピンク)	63-9236-99	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40c m ピンク×アイボリー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (有孔タイプ・スカイブルー×ピンク)	63-9237-01	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40c m ピンク×黒	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-02	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m ピンク×茶	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-03	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m ピンク×ライトグリーン	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-04	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m ピンク×ライトブルー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-05	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m ピンク×ピンク	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-06	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m ピンク×イエロー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-07	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m ピンク×グレー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-08	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m ピンク×オレンジ	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-09	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m ピンク×抹茶	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-10	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m ピンク×スカイブルー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-11	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m ピンク×クリーム	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-12	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m ピンク×メディブルー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格	備考
					(税抜) 定額送料 (税抜)	
 参考画像 (商品タイプはスカイブルー×ピンク)	63-9237-13	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm ピンク×メディグリーン	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (商品タイプはスカイブルー×ピンク)	63-9237-14	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm ピンク×ライムグリーン	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (商品タイプはスカイブルー×ピンク)	63-9237-15	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm ピンク×ライトブラウン	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (商品タイプはスカイブルー×ピンク)	63-9237-16	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm ピンク×レッド	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	