



高田ベッド

有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm イエロー×ライトブルー

特徴



参考画像 (有孔タイプ・スカイブルー×ピンク)

シートを2色カラーで分割することで頭足側の位置決め等に
便利です。

ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施
術を実現。

床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルジャスタ
ー付き。

シリーズ共通仕様

フレーム	スチール粉体塗装仕上げ	マット	耐次亜塩素酸
重量	約26kg	耐荷重	約300kg
寸法	70×180×40cm		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 参考画像 (有孔タイプ・スカイブルー×ピンク)	63-9237-17	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm イエロー×白	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (有孔タイプ・スカイブルー×ピンク)	63-9237-18	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm イエロー×アイボリー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (有孔タイプ・スカイブルー×ピンク)	63-9237-19	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm イエロー×黒	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-20	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40c m イエロー×茶	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-21	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40c m イエロー×ライトグリーン	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-22	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40c m イエロー×ライトブルー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-23	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40c m イエロー×ピンク	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-24	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40c m イエロー×イエロー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-25	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40c m イエロー×グレー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-26	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40c m イエロー×オレンジ	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-27	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40c m イエロー×抹茶	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-28	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40c m イエロー×スカイブルー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-29	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40c m イエロー×クリーム	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-30	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40c m イエロー×メディブルー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 参考画像 (商品タイプはスカイブルー×ピンク)	63-9237-31	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm イエロー×メディグリーン	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (商品タイプはスカイブルー×ピンク)	63-9237-32	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm イエロー×ライムグリーン	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (商品タイプはスカイブルー×ピンク)	63-9237-33	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm イエロー×ライトブラウン	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (商品タイプはスカイブルー×ピンク)	63-9237-34	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm イエロー×レッド	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	