



高田ベッド

有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm オレンジ×ライトブラウン

特徴



参考画像 (有孔タイプ・スカイブルー×ピンク)

シートを2色カラーで分割することで頭足側の位置決め等に
便利です。

ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施
術を実現。

床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスタ
ー付き。

シリーズ共通仕様

フレーム	スチール粉体塗装仕上げ	マット	耐次亜塩素酸
重量	約26kg	耐荷重	約300kg
寸法	70×180×40cm		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 参考画像 (有孔タイプ・スカイブルー×ピンク)	63-9237-53	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40c m オレンジ×白	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (有孔タイプ・スカイブルー×ピンク)	63-9237-54	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40c m オレンジ×アイボリー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (有孔タイプ・スカイブルー×ピンク)	63-9237-55	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40c m オレンジ×黒	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-56	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m オレンジ×茶	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-57	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m オレンジ×ライトグリーン	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-58	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m オレンジ×ライトブルー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-59	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m オレンジ×ピンク	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-60	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m オレンジ×イエロー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-61	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m オレンジ×グレー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-62	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m オレンジ×オレンジ	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-63	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m オレンジ×抹茶	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-64	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m オレンジ×スカイブルー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-65	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m オレンジ×クリーム	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (両面タイプスカイブルー×ピンク)	63-9237-66	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm m オレンジ×メディブルー	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格	備考
					(税抜) 定額送料 (税抜)	
 参考画像 (商品タイプはスカイブルー×ピンク)	63-9237-67	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm オレンジ×メディグリーン	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (商品タイプはスカイブルー×ピンク)	63-9237-68	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm オレンジ×ライムグリーン	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (商品タイプはスカイブルー×ピンク)	63-9237-69	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm オレンジ×ライトブラウン	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	
 参考画像 (商品タイプはスカイブルー×ピンク)	63-9237-70	有孔モード 幅70×長さ180×高さ40cm オレンジ×レッド	TB-310U	1個	90,750円 2,400円	