


桐山製作所

浸漬抽出器

特徴



※ガラスウールを少量入れて固体試料を直接仕込みますが、ろ過筒を使うこともできますので下段に表示いたしました。

※容量mLは溶媒フラスコの容量でカッコ内の数字cm3は試料を仕込めるカサです。

参考画像

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名   | 型番       | 入数 | 標準価格<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|----|--------------|----|
|                                                                                     |            |       |          |    | 定額送料<br>(税抜) |    |
|  | 64-1069-45 | 浸漬抽出器 | EX89-1-1 | 1個 | 18,000円      |    |
|  | 64-1069-46 | 浸漬抽出器 | EX89-1-2 | 1個 | 21,000円      |    |
|  | 64-1069-47 | 浸漬抽出器 | EX89-1-3 | 1個 | 25,000円      |    |