


桐山製作所

液体抽出器

特徴





参考画像

液体抽出器EX89-2を使用して組立てた抽出装置です。
玉入冷却器C37-1を使用しています。
抽出ロートの先端は試料フラスコの底で開いているので液分散が良くなり、抽出効果が高まります。
その他付属品は溶媒用フラスコ1個、抽出用ジョイント1個、抽出用ロート1個です。
反応抽出にも使用できます。
抽出用ロートは取り替えが可能です。
※容量mLはサンプルの仕込量です。
※それぞれに合致した抽出ロートが含まれています。
広く知られている朝比奈氏の液体抽出器です。
液体試料は溶媒より重いもの、固体試料は溶媒に沈むものにかぎります。
試料室の丈を長くして溶媒と接触が多くなるようにしてあります。

シリーズ共通仕様

ジョイントサイズ②	TS29/42
-----------	---------

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	64-1069-73	液体抽出器	EX94A-1-1	1セット	36,500円	
	64-1069-74	液体抽出器	EX94A-1-2	1セット	40,500円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格	備考
					(税抜)	
					定額送料 (税抜)	
	64-1069-75	液体抽出器	EX94A-1-3	1セット	42,000円	
	64-1069-76	液体抽出器	EX94A-1-4	1セット	44,500円	