

AXEL

高田ベッド

65-8564-16 カバーリングDX 幅65×長さ190×高さ70cm クリーム TB-1497

[takada bed]



アズワン品番	65-8564-16
型番	TB-1497
入り数	1個
標準価格	-円
定額送料	2,400円(税抜)

参考画像



特徴

シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。
お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。
予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。

仕様

カラー:クリーム

サイズ:幅65×長さ190×高さ70cm

重量:24kg

マット:オリジナルレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能・RoHS対応(2022年10月時点))

孔:無孔

メーカー規格外のサイズの為、価格は都度お見積りください。

※この商品は別途費用が発生する場合があります。